

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 7157 5645-0
Telefax +49 7157 5645-50
E-Mail: info@legeartis.de



Bezeichnung

LEGASED natur
Mund-Wund-Pflaster

Zusammensetzung

Naturharze (Myrrhe, Benzoe, Kolophonium), Ethanol, modifizierte Cellulose und Macrogol

Anwendungsgebiete

Viskose, filmbildende Flüssigkeit zum Auftragen als Schutzfilm bei leichten Entzündungen in der Mundhöhle, Druckstellen und Aphthen. Schützt vor mechanischem Druck und chemischen Reizen und lindert dadurch bestehenden Schmerz.

Gegenanzeigen

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Naturharzen, insbesondere Kolophonium oder einen der anderen Inhaltsstoffe. Nicht in große offene Wunden (z.B. Alveolen) geben.

Nebenwirkungen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Warnhinweise

Enthält ca. 23% Alkohol.

Bei versehentlichem Einbringen in die Augen, mit viel Wasser ausspülen und bei Bedarf einen Arzt aufsuchen.

Verschüttete oder verspritzte Lösung möglichst rasch mit Alkohol oder einem anderen geeigneten Lösemittel (Achtung: kein Wasser oder Reinigungsmittel auf Wasserbasis verwenden, das führt zur sofortigen Ausfällung) entfernen, da die enthaltenen Naturharze sonst verkleben und Flecken hinterlassen können.

Art der Anwendung

In der Zahnarztpraxis:

Die zu behandelnde Stelle trocken tupfen und zur besseren Haftung möglichst trocken halten. Anschließend die Lösung mit einem geeigneten Instrument (z.B. Apply-Tip) auf die trockene Schleimhaut aufbringen (nicht Einmassieren). Bei Bedarf lässt sich die Lösung auch aus der Flasche in eine Einwegspritze aufziehen und mit einer stumpfen und nicht zu engen Kanüle gezielt auftragen.

Zu Hause und unterwegs:

Die zu behandelnde Stelle zur besseren Haftung des Schutzfilms möglichst vorher trocken tupfen (z.B. mit einem Papiertaschentuch). Anschließend die Lösung rasch mit einem Wattestäbchen oder gegebenenfalls der sauberen Fingerkuppe großzügig auftragen (nicht einmassieren). Zur schnelleren Filmbildung kann der Mund kurz mit Wasser ausgespült werden. Die Auftragung kann mehrmals täglich, besonders nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafen gehen erfolgen.

Weitere Hinweise

Die antibakterielle Barrierewirkung des Myrrheharzes unterstützt die Wundheilung und Geweberegeneration in positiver Weise und trägt damit zur Schmerzlinderung bei.

Haltbarkeit

LEGASED natur soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Die Aufbrauchsfrist nach dem Öffnen des Behältnisses beträgt 6 Monate.

Lager und Aufbewahrungshinweise

LEGASED natur ist stets gut verschlossen aufzubewahren.

Darreichungsform und Packungsgrößen

5 ml Lösung

20 ml Lösung (Praxispackung)

Wir wünschen Ihnen gute Besserung bei der Behandlung Ihrer Beschwerden!



Symbol für
»Verwendbar bis«



Symbol für
»Chargenbezeichnung«



Symbol für »Gebrauchs-
anweisung beachten«

Directions for use

LEGASED natur

lege artis

Manufacturer

lege artis Pharma GmbH + Co KG
PO Box 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telephone +49 7157 5645-0
Fax +49 7157 5645-50
E-Mail: info@legeartis.de

CE

Name

LEGASED natur
Oral wound dressing

Composition

Natural resins (myrrh, benzoin, colophony), ethanol, modified cellulose and macrogol

Indications

Viscous, film-forming fluid applied as a protective coating in cases of mild inflammation in the oral cavity, sore ulcer and aphthous stomatitis. Offers protection against mechanical pressure and chemical irritation, thus relieving existing pain.

Contra-indications

Known hypersensitivity to natural resins, particularly colophony, or to any of the other ingredients.
Not for large, open wounds (e.g. Alveoli).

Side effects

When used correctly, side effects are not known.

Warnings

Contains approx. 23% alcohol.

In case of eye contact, rinse eyes with plenty of water. Call a physician if necessary. Remove any spilled or splashed solution as quickly as possible with alcohol or another suitable solvent (attention: do not use water or water-based cleaning agents, as this leads to immediate precipitation), as the natural resins contained in the solution will otherwise become sticky and can leave stains behind.

Mode of application

At the dental surgery:

Dab dry the area to be treated and keep as dry as possible to ensure the fluid adheres well. Then apply the solution, using a suitable instrument (e.g. Apply-Tip), to the dry mucous membrane (do not rub in).

If necessary, the solution can also be filled into a disposable syringe and applied to specific areas using a blunt and not too narrow cannula.

At home and away on holiday:

If possible, dab dry the area to be treated to enable the protective coating to adhere better (e.g. with a paper tissue). Then quickly apply a generous amount of the solution using a cotton-wool bud or, if necessary, clean fingertip (do not rub in). To speed up the film-forming process, the mouth may be briefly rinsed out with water. The solution can be applied several times daily, particularly after meals and before going to bed.

Further notices

The antibacterial barrier effect of the myrrh resin aids healing and tissue regeneration, and helps to relieve pain as a result.

Shelf life

LEGASED natur should not be used after the expiry date.

Once the container has been opened, the solution must be used within 6 months.

Storage and preservation

Always store LEGASED natur tightly closed.

Administrative form and package sizes

5 ml solution

20 ml solution (practice pack)

We hope you get better soon!



Symbol for
„Expiry date“



Symbol for
„Batch Number“



Symbol for „Pay attention
to the directions for use“

0022329/40205/0206