

Contragel® grün

Gebrauchshinweise (Bitte aufbewahren!)

Zur Anwendung mit Diaphragmen und Portio-Kappen (Kontrazeption) aus Naturkautschuklatex oder Silikon. Verträge sich auch mit Kondomen aus Naturkautschuk oder Polyurethan. Wasserlöslich, farblos.

Gebrauchsanweisung

Vor dem Einführen des Diaphragmas oder der Portio-Kappe geben Sie ca. einen Teelöffel voll (3 ml) Contragel Grün in das Diaphragma oder die Portio-Kappe. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung Ihres Diaphragmas oder Ihrer Portio-Kappe.

Zusammensetzung

Wasser, Milchsäure, Natriumlactat, Zellulose, Sorbinsäure.

Lagerung

Trocknen bei 4°C bis 25°C lagern. Tube immer verschlossen halten. Mindesthaltbarkeit: siehe Aufdruck auf der Tube.



Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen

Nebenwirkungen

Contragel Grün verträgt sich aufgrund seines pH-Wertes gut mit der Scheidenflora. Es kann so lang und so häufig wie gewünscht angewendet werden. Sollten Sie Beeinträchtigungen bei der Anwendung erleben, beenden Sie den Gebrauch von Contragel Grün und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Unverträglichkeiten

Es liegen uns keine Rückmeldungen zu Unverträglichkeiten vor.

Hinweis

Contragel Grün ist nur zusammen mit der Anwendung eines Diaphragmas/Scheidenpessars (z. B. Caya Diaphragm), oder einer Portio Kappe (z. B. FemCap oder Lea Contraceptivum) wirksam. Contragel Grün als Verhütungsgel **alleine** angewandt – ohne mechanische Barriere – ist **keine** sichere Verhütungsmethode.



DeltaMed GmbH
Raiffeisenstr. 8a, 61169 Friedberg, Germany

Vertrieb

Kessel GmbH, 64546 Mörfelden/Walldorf, Germany
Tel. (06105) 20 37 20, www.medintim.de

Made in Germany

PZN 0761621

CE 0124 Medizinprodukt

Contragel® green

Application instructions (Please keep these instructions!)

To be used with natural latex rubber or silicone diaphragms or cervical caps (contraception). Also compatible with natural latex rubber or polyurethane condoms. Water soluble, limpid.

Application

Before inserting the diaphragm or cervical cap put 3 ml (a spoon full) of Contragel Green into the diaphragm or cervical cap. Then follow the instructions for insertion of the diaphragm or cervical cap.

Composition

Water, Lactic acid, Sodium lactate, Cellulose, Sorbic acid.

Storage

Store in a dry place between 4°C and 25°. Always keep closed. Manufacturing and Expiry Dates see box bottom and tube print.



Tube to be used within 3 months after opening.

Side Effects

Contragel Green has no known side effect on the pH value of vaginal flora. It can be used as often and as long as required. In case of the occurrence of any problem by using Contragel Green, please stop using it and ask your pharmacist, health adviser, or family planning clinic.

Contraindications

There is no information available about women using Contragel Green experiencing adverse side effects.

Information:

Contragel Green is only effective when used together with a diaphragm (e.g. Caya Diaphragm) or a cervical cap (e.g. FemCap or Lea Contraceptivum). Contragel Green as a contraceptive gel is **not** a safe contraceptive method when used **alone**, i.e. without a mechanical barrier.



DeltaMed GmbH
Raiffeisenstr. 8a, 61169 Friedberg, Germany

Distributor

Kessel GmbH, 64546 Mörfelden/Walldorf, Germany
Phone +49 (0) 6105 20 37 20, www.medintim.de

Made in Germany

CE 0124 Medical Device

Contragel® groen

Gebruiksaanwijzing (Bewaar deze bijsluiter!)

Wordt gebruikt in combinatie met pessaria of portiokapjes (anticonceptiemiddel) die zijn gemaakt van latex of siliconenrubber. Verder kan de gel ook worden gebruikt bij condoms van latex of polyurethaan. Wateroplosbaar, reuk- en kleurloos.

Zo wordt de gel gebruikt

Smeer vóór het inbrengen van het pessarium of portiokapje ongeveer 3 ml (een theelepel) Contragel Groen op het pessarium of portiokapje. Neem hierbij ook altijd de gebruiksaanwijzing van uw pessarium of portiokapje in acht.

Samenstelling

Water, melkzuur, natriumlactaat, cellulose, sorbinezuur.

Aanwijzingen voor het bewaren

Bewaren op een droge plaats, tussen 4°C en 25°C. Tube altijd goed afsluiten. Niet gebruiken na: zie opdruk tube.



Na het openen, de inhoud binnen 3 maanden verbruiken

Bijwerkingen

Contragel Groen heeft door zijn pH-waarde geen negatieve invloed op de vaginale flora. De gel kan zo lang en zo vaak worden gebruikt als u zelf wenst. Mochten er bij het toepassen van Contragel Groen onverhoopt problemen optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de gel en neem contact op met uw arts of apotheker.

Contra-indicaties

Voor zover bekend, is er bij Contragel Groen geen sprake van contra-indicaties.

Waarschuwing Contragel Groen is uitsluitend werkzaam indien het gebruikt wordt in combinatie met een pessarium (zoals bijvoorbeeld Caya pessarium) of portiokapje (zoals bijvoorbeeld FemCap). Contragel Groen **alleen**, dus toegepast zonder mechanische barrière, is **geen** veilig voorbehoedsmiddel.



DeltaMed GmbH
Raiffeisenstr. 8a, 61169 Friedberg, Duitsland

Distributeur

Kessel GmbH, 64546 Mörfelden/Walldorf, Duitsland
Tel. +49 (0) 6105 20 37 20, www.medintim.de

Made in Germany

Z-Index 15185214

CE 0124 Medisch hulpmiddel