



### Gel oleoso orale di Tocoferolo Acetato 100%

1 tubo da 8 ml con applicatore

#### COMPOSIZIONE

Tocoferolo acetato

#### FABBRICANTE

**PANIN S.R.L.**  
Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo

#### CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER LA VENDITA

**HULKA S.R.L.**, Viale della Scienza, 26 - 45100 Rovigo

#### IN QUALI CASI SI UTILIZZA QUESTO DISPOSITIVO

FILME OS è un dispositivo medico a base di Tocoferolo Acetato (Vitamina E) che forma un film protettivo ed isola le lesioni della bocca, riduce il dolore della mucosa infiammata e traumatizzata e i rischi di ulteriori irritazioni. Il film protettivo formato dalla Vitamina E favorisce i fisiologici processi di guarigione. FILME OS si può applicare su afte, stomatiti di varia origine, piccole lesioni causate da apparecchi ortodontici, protesi fisse e mobili. FILME OS non brucia al contatto, non contiene conservanti né coloranti. Indicato per il trattamento delle afte negli adulti e nei bambini. Contribuisce alla riduzione del biofilm mantenendo in buono stato il fisiologico microbiota della cute e della mucosa orale.

#### CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità individuale ai componenti.

#### AVVERTENZE E SPECIALI PRECAUZIONI PER L'USO

Non iniettare, non inalare. Evitare il contatto con gli occhi. Innocuo se ingerito.

#### INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI ED ALTRE INTERAZIONI

Non sono note interazioni con farmaci o altri prodotti per uso orale. Nel caso in cui si utilizzi un collutorio per l'igiene della bocca applicare FILME OS almeno 5 minuti dopo l'utilizzo del collutorio.

#### COME UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO

Per contrastare l'evoluzione ulcerosa dell'afte, iniziare ad applicare FILME OS alla prima comparsa dei sintomi caratteristici (bruciore e pizzicore) 3 volte al giorno per almeno 4-5 giorni. La conservazione del prodotto in frigo permette di aumentare la viscosità del gel e consente di ottenere un maggiore sollievo dei sintomi. Applicare una o due gocce di gel oleoso sulla lesione fino a coprirlo. Se necessario aiutarsi con un dito. Non massaggiare ed evitare tocchature anche con la lingua per almeno 1-2 minuti per favorire la formazione del film protettivo. Si consiglia di applicare il prodotto almeno un'ora prima di mangiare.

- Svitare il tappo del tubetto
- Applicare la cannula erogatrice in dotazione al tubetto, avvitandola completamente
- Prima dell'uso rimuovere la capsula di protezione dalla cannula erogatrice
- Applicare FILME OS sulla zona da trattare coprendo tutta la lesione
- Fare attenzione a non toccare con la lingua la zona trattata per almeno 1-2 minuti
- Dopo l'uso riapplicare la capsula di protezione sulla cannula erogatrice
- Non occorre rimuovere la cannula dal tubetto

#### MODO E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Uso topico. Lavare prima bene le mani se si utilizza un dito per l'applicazione del prodotto.

#### FREQUENZA E QUANDO IL PRODOTTO DEVE ESSERE SOMMINISTRATO

L'applicazione può essere ripetuta 3-4 volte nel corso della giornata o secondo necessità. Se il disturbo persiste consultare il medico.

#### EFFETTI INDESIDERATI

Sebbene FILME OS sia ben tollerato, occasionalmente possono verificarsi casi di bruciore, irritazione e fenomeni di tipo allergico. In questi casi interrompere l'uso del prodotto e consultare il medico. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di uno qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

#### CONSERVAZIONE DEL DISPOSITIVO

Conservare a temperatura ambiente. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sia sulla confezione interna che su quella esterna.

**DISPOSITIVO MEDICO. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI DOPO L'USO, ELIMINARE SECONDO LE NORME NAZIONALI VIGENTI NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE**

**INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: WWW.PANIN.IT/ECO**

SENZA CONSERVANTI

SENZA ALCOOL

Testato al Nichel e al Glutine

Nichel < 1 ppm - Glutine < 10 ppm



### Orales öliges Gel aus Tocopherolacetat 100%

1 Tube 8 ml mit Applikator

#### ZUSAMMENSETZUNG

Tocopherolacetat

#### HERSTELLER

**PANIN S.R.L.**  
Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALY)

#### VERTRIEB ÜBER

**HULKA S.R.L.**, Viale della Scienza, 26 - 45100 Rovigo (ITALY)

#### WANN WIRD DIESES MEDIZINPRODUKT ANGEWENDET?

FILME OS ist ein Medizinprodukt auf der Basis von Tocopherolacetat (Vitamin E), welches einen schützenden Film bildet und Läsionen des Mundbereiches isoliert und den Schmerz entzündeter und traumatisierter Schleimhäute sowie das Risiko weiterer Irritationen reduziert. Der durch das Vitamin E entstandene schützende Film unterstützt die physiologischen Heilungsprozesse. FILME OS kann auf Aphten, Stomatitis verschiedener Art und kleinen, durch Zahnschmerzen oder feste oder mobile Prothesen entstandenen Läsionen aufgetragen werden. FILME OS brennt nicht bei Kontakt und enthält keine Farb- und Konservierungsstoffe. Geeignet zur Behandlung der Aphten bei Kindern und Erwachsenen. Trägt zur Reduzierung des Biofilms bei, wobei es die physiologische Mikrobiota der Haut und der Mundschleimhaut in gutem Zustand hält.

#### GEGENANZEIGEN

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen.

#### WICHTIGE HINWEISE UND SPEZIELLE VORSICHTSMAßNAHMEN ZUR ANWENDUNG

Nicht injizieren. Nicht Einatmen. Kontakt mit den Augen vermeiden. Unbedenklich bei zufälliger Einnahme.

#### ARZNEIMITTELWECHSELWIRKUNGEN UND ANDERE INTERAKTIONEN

Es sind keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln oder anderen Produkten zur oralen Anwendung bekannt. Sollte ein Mundwasser zur Mundhygiene benutzt werden, tragen Sie FILME OS mindestens 5 Minuten nach der Anwendung desgleichen an.

#### WIE WIRD DIESES MEDIZINPRODUKT ANGEWENDET

Um der Geschwürbildung der Aphten entgegenzuwirken, FILME OS schon bei den ersten Anzeichen wie Brennen oder Prickeln 3mal täglich über 4/5 Tage auftragen. Die Aufbewahrung im Kühlschrank erhöht die Viskosität des Gels und bedingt somit eine stärkere Linderung der Symptome.

Einen oder zwei Tropfen des öligen Gels so auftragen, dass die Läsion völlig abgedeckt ist, eventuell mit Hilfe eines Fingers. Nicht einmassieren und für 1-2 Minuten die Berührung mit der Zunge vermeiden, um die Bildung des Schutzfilms zu unterstützen. Wir empfehlen Sie, das Produkt mindestens eine Stunde vor dem Essen aufzutragen.

- Den Verschluss der Tube abnehmen
- Den für die Tube bestimmten Applikator aufsetzen und darauf achten, dass dieser korrekt aufgeschraubt wird
- Vor der Anwendung die Schutzkappe des Applikators abnehmen
- FILME OS auf die zu behandelnde Stelle so auftragen, dass die Läsion völlig abgedeckt ist
- Für 1-2 Minuten eine Berührung der behandelten Stelle mit der Zunge vermeiden
- Nach der Anwendung den Applikator mit der Schutzkappe verschließen
- Es ist nicht notwendig, den Applikator abzuhängen

#### ART UND WEISE DER VERABREICHUNG

Zur äußerlichen Anwendung. Bei Anwendung mit dem Finger vorher die Hände waschen.

#### HÄUFIGKEIT UND WANN DAS MEDIZINPRODUKT ANGEWENDET WIRD

Die Anwendung kann 3-4mal täglich, je nach Bedarf auch häufiger, vorrangig zwischen den Mahlzeiten, wiederholt werden. Im Falle von anhaltenden Beschwerden einen Arzt befragen.

#### UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

Auch wenn FILME OS im Allgemeinen gut vertragen wird, kann es in seltenen Fällen zu Brennen, Irritationen und allergieähnlichen Symptomen kommen. In diesen Fällen die Anwendung unterbrechen und einen Arzt befragen. Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### AUFBEWAHRUNG DES MEDIZINPRODUKTES

Bei Zimmertemperatur aufbewahren. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums auf der inneren und äusseren Verpackung anwenden.

**MEDIZINPRODUKT. AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN NACH GEBRAUCH, BESEITIGEN SIE GEMÄSS DEN GELTENDEN NATIONALEN VORSCHRIFTEN FREISETZUNG IN DIE UMWELT VERMEIDEN**

OHNE KONSERVIERUNGSSTOFFE

OHNE ALKOHOH

Nichel und Gluten getestet

Nichel < 1 ppm - Gluten < 10 ppm



### Oral Oil Gel - 100% Tocopherol Acetate

8 ml / 0.28 FL. OZ. tube with applicator

#### COMPOSITION

Tocopherol acetate

#### MANUFACTURER

**PANIN S.R.L.**  
Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALY)

#### WHEN SHOULD FILME OS BE USED

FILME OS is a medical device made from Tocopherol Acetate (Vitamin E), it forms a protective film to isolates mouth lesions, reduces pain of inflamed mucosa and injury, to prevents the risks of further irritation. The protective film formed by the Vitamin E promotes the physiological healing processes. FILME OS can be applied to ulcers, stomatitis of various origins, small lesions caused by braces, fixed and removable dentures. FILME OS does not burn on contact and contains no preservatives or colourants. Indicated for the treatment of mouth ulcers in adults and children. FILME OS contributes in the reduction of biofilm, keeping the physiological microbiota of the skin and oral mucosa in good condition.

#### CONTRAINDICATIONS

Hypersensitive towards the components.

#### WARNING & SPECIAL PRECAUTIONS FOR USE

Do not inject nor ingest. Avoid contact with eyes. Not Harmful if ingested.

#### INTERACTION WITH MEDICINES AND OTHER INTERACTIONS

No known interactions with other medicines or oral products. In the case of the use of oral hygiene wash, wait at least 5 minutes before applying FILME OS.

#### HOW TO USE FILME OS

To prevent aphthous ulcers from developing, start by applying FILME OS at the first onset of the characteristics of symptoms (burning or stinging) 3 times a day for at least 4-5 days. The preservation of the product in the refrigerator allows increased viscosity of the gel, which help to obtain a greater relief of the symptoms.

Apply one or two drops of FILME OS on the lesion until it is fully covered, if needed spread with your finger. Do not massage and avoid touching even with the tongue for at least 1-2 minutes to encourage the formation of the protective film. It is recommended to apply the product at least an hour before eating.

- Unscrew the cap of the tube
- Attach applicator supplied to the head of the product tube
- Before use, remove the protective cap from the applicator
- Apply FILME OS on the treatment area covering the whole lesion
- Avoid rubbing treatment area with tongue for at least 1-2 minutes after application
- After use, close applicator with protective cap
- It is not necessary to detach applicator from tube

#### METHOD AND ROUTE OF ADMINISTERING

For topic use. Wash hands thoroughly when fingers are used to apply product.

#### FREQUENCY AND WHEN THE PRODUCT IS TO BE APPLIED

Product application can be repeated 3-4 times during the day or as needed, preferably between meals. If discomfort persists, seek medical advice.

#### SIDE EFFECTS

Although FILME OS is extremely tolerable, in some rare cases it may cause a stinging effect, irritation and allergic reaction. If this occurs discontinue use and consult a doctor. If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

#### STORAGE OF THE MEDICAL DEVICE

Store at room temperature. DO NOT USE AFTER THE INDICATED EXPIRY DATE ON THE INNER PACKAGING OR ON THE OUTER PACKAGING.

**MEDICAL DEVICE KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN AFTER USE, DISPOSE OF IN ACCORDANCE WITH YOUR NATIONAL LEGISLATION DO NOT DISPERSE IN THE ENVIRONMENT**





### Gel huileux oral de Tocophérol Acétate 100%

1 tube de 8 ml avec applicateur

#### COMPOSITION

Tocophérol acétate

#### FABRIQUANT

**PANIN S.R.L.**  
Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALY)

#### DISTRIBUTER EXCLUSIF EN FRANCE

**ALPHA-DISPMED** - 89 Chemin des Cigales - 06370 Mouans Sartoux - FRANCE

#### UTILISATION

FILME OS est un dispositif médical à base de Tocophérol Acétate (Vitamine E) qui forme un film protecteur et isole les lésions de la bouche, réduit la douleur de la muqueuse enflammée et traumatisée, et les risques d'irritations ultérieures. Le film protecteur de la vitamine E contrôle le microenvironnement de la lésion favorisant le processus physiologique de guérison. FILME OS peut être appliqué sur des aphtes, stomatites d'origines diverses, petites lésions dues aux appareils d'orthodontie avec prothèses fixes ou amovibles. FILME OS ne brûle pas au contact, ne contient pas de conservateur ni de colorant. Indiqué pour le traitement des aphtes des adultes et des enfants. Contribue à réduire le biofilm en maintenant en bon état le microbiote physiologique de la peau et de la muqueuse buccale.

#### CONTRE-INDICATION

En cas d'hypersensibilité au Tocophérol Acétate.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas injecter, ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux.

#### LES INTERACTIONS AVEC D'AUTRES PRODUITS

Il n'y a pas d'interactions connues avec d'autres produits à usage buccal. En cas d'utilisation d'un colutoire pour l'hygiène de la bouche, il est conseillé d'attendre 5 minutes avant d'utiliser FILME OS.

#### COMMENT UTILISER CE DISPOSITIF

Pour limiter l'évolution ulcéreuse de l'aphte, commencer à appliquer FILME OS dès les premiers symptômes (brûlures, démangeaisons) 3 fois par jour, pendant 4 à 5 jours.

La conservation du produit au réfrigérateur permet d'augmenter la viscosité du gel et permet ainsi d'obtenir un meilleur soulagement des symptômes. Appliquer une à deux gouttes de gel huileux sur la lésion, de façon à la recouvrir. Si nécessaire s'aider avec un doigt. Ne pas masser et éviter de toucher même avec la langue au moins 1-2 minutes pour favoriser la formation du film protecteur. Il est recommandé d'appliquer le produit au moins une heure avant de manger.

- Enlever le bouchon du tube
- Fixer la canule spécialement conçue sur le tube, en faisant attention de bien la visser
- Avant l'utilisation, retirer le capuchon de la canule distributrice
- Appliquer FILME OS sur la zone à traiter de façon à recouvrir toute la lésion
- Éviter de passer la langue sur la zone traitée pendant quelques minutes pour favoriser la formation du film protecteur
- Refermer le capuchon sur la canule après l'application
- Il n'est pas nécessaire de retirer la canule du tube

#### CONSEIL D'APPLICATION

Usage topique. Il est recommandé de bien se laver les mains avant et après chaque utilisation de ce dispositif médical.

#### FRÉQUENCE ET QUAND LE PRODUIT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

L'application peut être répétée 3 à 4 fois par jour ou plus fréquemment si nécessaire. Si le problème persiste, consulter le médecin.

#### EFFETS INDESIRABLES

Dans certains cas, il est possible que l'utilisation de FILME OS provoque des irritations de types allergiques, ou des rougeurs. Dans ce cas consulter votre médecin traitant et interrompre le traitement. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, informez votre médecin ou votre pharmacien.

#### CONSERVATION

Conservé le dispositif médical à température ambiante. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption figurant sur l'emballage.

**DISPOSITIF MEDICAL. TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS APRÈS UTILISATION, ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALE EN VIGUEUR. NE PAS DISPENSER LE PRODUIT DANS L'ENVIRONNEMENT**

SANS CONSERVATEUR

SANS ALCOOL

Testé au Nickel et au Glutén

Nichel < 1 ppm - Glutén < 10 ppm



### Gel oleoso oral de Tocoferol Acetato 100%

1 tubo de 8 ml con aplicador

#### COMPOSICIÓN

Tocoferol acetato

#### FABRICANTE

**PANIN S.R.L.**  
Viale della Scienza, 24 - Rovigo (Italy)

#### CONCESIONARIO PARA LA VENTA

**HULKA S.R.L.** Viale della Scienza, 26 - Rovigo (Italy)

#### EN QUE CASOS SE USA ESTE DISPOSITIVO

FILME OS es un dispositivo médico a base de tocoferol acetato (vitamina E) que crea un film protector aislando las lesiones de la cavidad bucal, reduce el dolor de la mucosa inflamada y/o traumatizada y el riesgo de posteriores irritaciones. El film protector formado por la vitamina E controla el microambiente de las lesiones favoreciendo el proceso fisiológico de curación. FILME OS se puede aplicar sobre aftas, estomatitis de diversos orígenes, pequeñas lesiones causadas por aparatos ortodónticos o por prótesis fijas y móviles. FILME OS no escuece al contacto con las lesiones, no contiene conservantes ni colorantes. Indicado para el tratamiento de las aftas en el adulto y en el niño. Contribuye a la reducción del biofilm manteniendo en buen estado la microbiota normal de la piel y de la mucosa oral.

#### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad individual al componente.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO

No inyectar, no inhalar. Evitar el contacto con los ojos. Inocuo si es ingerido.

#### INTERACCIONES CON FÁRMACOS Y OTRAS INTERACCIONES

No se conocen interacciones con fármacos u otros productos para uso oral. En caso de que se use un colutorio para la higiene de la cavidad bucal aplicar FILME OS al menos 5 minutos después del uso del colutorio.

#### COMO USAR ESTE DISPOSITIVO

Para contrastar la evolución ulcerosa del afta, empezar a usar FILME OS en cuanto aparezcan los primeros síntomas característicos (ardor y escozor) 3 veces al día durante al menos 4 - 5 días. La conservación del producto en frigorífico hace que aumente la viscosidad del gel y permite obtener un mayor alivio de los síntomas. Aplicar una o dos gotas del gel oleoso sobre la lesión hasta cubrirarla. Si es necesario, aplicarlo con el dedo.

No masajear y evitar tocar, incluso con la lengua durante al menos 1 - 2 minutos para favorecer la formación de un film protector. Se recomienda aplicar el producto al menos una hora antes de comer.

- Desenroscar el tapón del tubo
- Enroscar completamente la cánula aplicadora incluida en la presentación
- Antes del uso quitar la cápsula de protección de la cánula aplicadora
- Aplicar FILME OS sobre la zona a tratar cubriendo toda la lesión
- Prestar atención a no tocar con la lengua la zona tratada durante al menos 1 - 2 minutos
- Después del uso reaplicar la cápsula de protección sobre la cánula aplicadora
- No es necesario quitar la cánula del tubo

#### MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Uso Tópico. Si se usa un dedo para aplicar el producto, antes lavarse bien las manos.

#### FRECUENCIA Y CUANDO EL PRODUCTO DEBE SER ADMINISTRADO

La aplicación se puede repetir 3 - 4 o más veces durante el día si es necesario. Si las molestias persisten consultar al médico.

#### EFFECTOS INDESEABLES

Aunque FILME OS sea muy bien tolerado, ocasionalmente pueden verificarse casos de escozor, irritación y fenómenos de tipo alérgico. En estos casos interrumpir el uso y consultar al médico. Si alguno de los efectos adversos se agrava, o si nota cualquier efecto secundario no mencionado en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

#### CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Conservar a temperatura ambiente. No utilizar tras la fecha de caducidad indicada tanto en el tubo interno como en el estuche externo.

**PRODUCTO SANITARIO. MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS DESPUÉS DEL USO, ELIMINAR SEGÚN LAS NORMAS NACIONALES VIGENTES NO DISPENSAR EN EL AMBIENTE**

SIN CONSERVANTES

SIN ALCOHOL

Testado al Niquel y al Glutén

Nichel < 1 ppm - Glutén < 10 ppm



### Gel oral– 100% Acetat de tocoferol

1 tub de 8ml cu aplicator

#### COMPOZIȚIE

Acetat de Tocoferol

#### PRODUCĂTOR

**PANIN S.R.L.**  
Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALY)

#### DISTRIBUTOR ÎN ROMÂNIA

IULIUS PHARMA S.R.L., Bd. Mircea Vodă Nr. 40, Bl. M11, Ap. 15, București, Sector 3, Tel: +4.0748.017.017

#### INDICAȚII DE UTILIZARE

FILME OS este un dispozitiv medical bazat pe Acetat de Tocoferol (vitamina E), ce formează o peliculă protectoare și izolează leziunile la nivelul gurii, reduce durerea mucoasei inflamate și leziunile și previne apariția iritațiilor viitoare. Filmul protector format de vitamina E stimulează procesele fiziologice de vindecare. FILME OS poate fi aplicat la ulcere, stomatite de diverse origini, mici leziuni cauzate de bretele sau proteze dentare de orice tip. FILME OS nu ustură, nu arde și nu conține conservanți sau coloranți. Indicat pentru tratamentul ulcerelor bucale la adulți și copii. FILME OS contribuie la reducerea biofilmului, menținând microbiota fiziologică a pielii și a mucoasei orale în stare bună.

#### CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate la componente.

Hipersensibilitate la componente.

#### ATENȚIE ȘI PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE

A nu se injecta sau ingera. Evitați contactul cu ochii. Nu este dăunător dacă este ingerat.

#### INTERACȚIUNEA CU MEDICAMENTE ȘI ALTE PRODUSE

Nu există interacțiuni cunoscute cu alte medicamente sau produse de uz oral. Lăsați un interval de cel puțin 5 minute între aplicări atunci când se utilizează cu diferite produse.

#### MOD DE UTILIZARE

Pentru a preveni evoluția ulcerelor aftoase, aplicați FILME OS la apariția primelor simptome (arsură sau înepătură) de 3 ori pe zi timp de cel puțin 4-5 zile. Este indicată păstrarea produsului în frigider, pentru a crește vâscozitatea gelului și a obține un rezultat mai eficient în tratarea simptomelor.

Se aplică una sau două picături de FILME OS pe leziune până când este complet acoperită. Dacă este necesar, răspândiți ușor cu degetul ca să acoperiți întreaga zonă. Nu masați și evitați să atingeți chiar și cu limba, cel puțin 1-2 minute, pentru a permite formarea filmului protector. Se recomandă aplicarea produsului cu cel puțin o oră înaintea mesei.

- Desfaceți capacul tubului
- Atașați aplicatorul furnizat la capul tubului
- Înainte de utilizare, îndepărtați capacul protector al aplicatorului
- Aplicați FILME OS pe zona de tratament care să acopere întreaga leziune
- Evitați atingerea zonei de tratament cu limba cel puțin 1-2 minute după aplicare.
- După utilizare, închideți aplicatorul cu capacul de protecție
- Nu este necesar să se detașeze aplicatorul de tub

#### INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Pentru uz topic. Se spală bine mâinile înainte de aplicare.

#### INDICAȚII DE UTILIZARE

Produsul se poate aplica de 3-4 ori pe zi sau după cum este necesar, de preferință între mese. Dacă disconfortul persistă, cereți sfatul medicului.

#### EFFECTE ADVERSE

Deși FILME OS este extrem de bine tolerat, în unele cazuri rare, poate provoca iritație sau reacții alergice. În cazul în care acest lucru se întâmplă, întrerupeți utilizarea și consultați un medic. Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine severă sau dacă observați reacții adverse care nu sunt enumerate în acest prospect, vă rugăm anunțați medicul sau farmacistul.

#### DEPOZITAREA

A se păstra la temperatura camerei. NU UTILIZAȚI DUPĂ DATA DE EXPIRARE ÎNSCRISĂ PE TUB ȘI CUTIE.

**DISPOSITIV MEDICAL  
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR  
DUPĂ UTILIZARE. RECLAMĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ  
NU SE DISPERSĂZĂ ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR**

R07 - 12/2021

