

# Compeed®

**SOFORTIGE  
SCHMERZLINDERUNG**  
SOULAGE LA DOULEUR  
INSTANTANÉMENT



MIXPACK

**BLASENPFLASTER** PANSEMENT POUR  
AMPOULES



Schutz  
gegen  
Reibung

Protège des  
frottements

Protegge  
dallo  
sfregamento

## Compeed®

### ANWENDUNG:

1. Die Haut vor der Anwendung säubern und trocknen. Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, muss die Hautstelle rund um die Blase frei von Creme- und Fettrückständen sein.
2. Unteres Schutzpapier entfernen, ohne die Klebefläche zu berühren.
3. Das Pflaster direkt auf die Blase kleben und die Ränder sorgfältig glatt streichen.
4. Das Pflaster erst entfernen, wenn es beginnt sich von selbst zu lösen (Bitte beachten: Pflaster kann problemlos mehrere Tage haften bleiben).
5. Zur Entfernung des Pflaster langsam entlang der Haut dehnen.

### WARNUNGEN:

- Bei Diabetes vor der Benutzung mit dem Arzt Rücksprache halten.
- Nicht bei infizierten Wunden anwenden.
- Benutztes Pflaster nicht wiederverwenden, um Infektionen zu vermeiden.
- Wenn sich die Blase verschlimmert oder nicht heilt einen Arzt konsultieren, bevor sportliche Aktivitäten fortgesetzt werden.
- COMPEED® Pflaster niemals zurechtschneiden.
- Eventuelle Kleberückstände können leicht mit Waschbenzin entfernt werden. Anweisungen des Textilverstellers beachten.



Haftet  
sicher

Ne se  
décolle pas

Tenuta  
sicura



Blasenpflaster  
Pansement pour ampoules  
Cerotti per vesciche

**DE** Die COMPEED® Hydrokolloid-Technologie ist ein Aktiv-Gel mit feuchtigkeitsspeichernden Partikeln. Das COMPEED® Pflaster wirkt wie eine zweite Haut und unterstützt das natürlich feuchte Wundmilieu, für:

- Sofortige Schmerz- und Drucklinderung
- Schutz und Polsterung gegen Reibung
- Schnelle Wundheilung

Haftet durchschnittlich mehrere Tage. Individuelle Schwankungen sind möglich.

**FR** La technologie Hydrocolloïde de COMPEED® est un gel actif contenant des particules capables d'absorber l'humidité. Le pansement COMPEED® agit comme une seconde peau et maintient un milieu humide naturel au niveau de la lésion, permettant :

- de soulager instantanément la douleur et d'atténuer les pressions

- de protéger des frottements et de former un coussinet
  - une cicatrisation rapide
- Reste en place en moyenne pendant plusieurs jours. Peut varier suivant les personnes.

**IT** Cerotti per Vesciche - Diverse grandezze - Sollievo immediato da dolore e pressione - Protegge dallo sfregamento. La tecnologia idrocolloide di COMPEED® si basa su un gel attivo con particelle che assorbono l'umidità. Il cerotto COMPEED® agisce come una seconda pelle e favorisce la naturale idratazione della ferita, donando:

- Sollievo immediato da dolore e pressione
- Protezione contro lo sfregamento
- Rapida guarigione della ferita

Tenuta sicura in media per diversi giorni. Sono possibili variazioni individuali.

CE  
0459

COMPEED® - Nichts kann dich stoppen!  
COMPEED® - Rien ne vous arrête ! / Niente può fermarti!

2x  
4.2 x 6.8 cm

2x  
2.0 x 6.0 cm

1x  
1.7 x 5.1 cm

### APPLICATION:

1. Nettoyer et sécher la peau avant toute utilisation. Pour une adhérence optimale du pansement, la zone concernée doit être exempte de crème ou de résidus gras.
2. Ôter le film de protection inférieur sans toucher la surface adhésive.
3. Appliquer directement le pansement sur l'ampoule et presser soigneusement les bords de celui-ci.
4. Ne retirer le pansement que lorsque celui-ci commence à se décoller. (NB: le pansement peut adhérer pendant plusieurs jours).
5. Pour retirer le pansement le tirer lentement le long de la peau.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

- Les personnes diabétiques consulteront leur médecin avant toute utilisation du produit.
- Ne pas utiliser sur une lésion infectée.
- Ne pas réutiliser un pansement usagé, afin d'éviter les infections.
- Si l'état de l'ampoule s'aggrave ou que la cicatrisation ne se fait pas, consulter un médecin avant de reprendre toute activité sportive.
- Ne jamais couper un pansement COMPEED®.
- Les éventuels résidus d'adhésif s'éliminent facilement avec du white spirit, respecter les instructions du fabricant de textile.

### MODALITÀ D'USO:

1. Pulire e asciugare la pelle prima dell'applicazione. Per un'adesione ottimale, assicurarsi che la pelle attorno alla vescica sia priva di creme o residui grassi.
2. Rimuovere la pellicola protettiva inferiore, senza toccare il lato adesivo.
3. Applicare il cerotto direttamente sulla vescica e stenderlo accuratamente ai bordi.
4. Rimuovere il cerotto solo quando inizia a staccarsi da sé (NB: il cerotto può aderire diversi giorni senza problemi).
5. Per rimuovere il cerotto, tenderlo delicatamente lungo la pelle.

### AVVERTENZE:

- In caso di diabete consultare il medico prima dell'uso.
- Non applicare su ferite infette.
- Per prevenire infezioni, non riutilizzare i cerotti usati.
- Se la vescica peggiora o non guarisce, consultare un medico prima di riprendere a praticare attività sportive.
- Non tagliare mai un cerotto COMPEED®.
- Eventuali residui di adesivo si eliminano facilmente con acqua ragia attenendosi alle istruzioni del produttore del tessuto.



www.compeed.com

55709771

Rev. Date:  
04/2018