



IT **Olio per la detersione e l'igiene del condotto uditivo esterno**
Spray Auricolare senza gas

Flacone da 20 ml

COMPOSIZIONE

Tocopherolo acetato, Polideceno idrogenato

FABBRICANTE

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo

CONCESSIONARIO PER LA VENDITA

HULKA S.R.L., Viale della Scienza, 26 - 45100 Rovigo

IN QUALI CASI SI UTILIZZA QUESTO DISPOSITIVO

FILME OTO è un olio a base di tocoferolo acetato (Vitamina E) che favorisce una detersione delicata e un'adeguata pulizia del condotto uditivo esterno rispettandone l'equilibrio fisiologico. Grazie alla sua particolare composizione, affine ai lipidi cutanei, aiuta a fluidificare e sciogliere il cerume permettendone così la naturale fuoriuscita dal condotto senza utilizzo di "bastoncini di cotone". FILME OTO è indicato per prevenire e rimuovere tappi di cerume in bambini e adulti. Indicato per ridurre i sintomi quali prurito e secchezza associati all'eczema cronico del condotto uditivo esterno. Particolarmente utile per chi utilizza protesi acustiche e fa uso prolungato di cuffie auricolari.

FREQUENZA E QUANDO IL PRODOTTO DEVE ESSERE APPLICATO

Per prevenire la formazione di cerume: 1 spruzzo per orecchio 3 volte alla settimana, almeno 30 minuti prima della doccia o del bagno.

Per aiutare la rimozione del tappo di cerume: 1 spruzzo 3 volte al giorno, almeno 5 giorni prima della rimozione del tappo.

In caso di eczema cronico del condotto uditivo applicare 1 spruzzo per orecchio 1 volta al giorno per un mese.

Per i portatori di protesi acustiche applicare FILME OTO nel canale uditivo libero da protesi. La protesi può essere reinserita dopo almeno 3 ore dall'uso di FILME OTO, previa rimozione dell'eventuale eccesso di prodotto.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità ai componenti.

In caso di otite, di perforazione del timpano o di dolore consultare il medico prima dell'utilizzo.

AVVERTENZE

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

INTERAZIONI CON FARMACI ED ALTRE INTERAZIONI

Non sono note interazioni con altri farmaci o prodotti applicati nel condotto uditivo esterno.

In caso di applicazione di più prodotti lasciare un intervallo di almeno 5 minuti tra un prodotto e l'altro.

In ogni caso applicare FILME OTO per ultimo.

COME UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO

1. posizionare l'erogatore perpendicolarmente al flacone
2. al primo utilizzo pompare a vuoto 5 volte per ottenere la fuoriuscita del prodotto
3. inclinare la testa da un lato e introdurre l'erogatore all'ingresso della cavità dell'orecchio
4. premere l'erogatore
5. attendere qualche secondo, sollevare la testa e asciugare l'eventuale eccesso
6. se necessario, ripetere nell'altro orecchio
7. lasciare agire almeno 30 min e poi lavarsi normalmente (bagno/doccia) in prevenzione o eseguire lavaggio auricolare in caso di tappo di cerume

MODO E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Uso topico auricolare.

EFFETTI INDESIDERATI

Sebbene FILME OTO sia molto ben tollerato, occasionalmente possono verificarsi casi di bruciore, irritazione, fenomeni di tipo allergico, rossore e gonfiore nel sito di applicazione. In questi casi interrompere l'uso del prodotto e consultare il medico. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

CONSERVAZIONE DEL DISPOSITIVO

NON UTILIZZARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA INDICATA SIA SULLA CONFEZIONE INTERNA CHE SU QUELLA ESTERNA.

CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE.

Brevetto Europeo

DISPOSITIVO MEDICO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

DOPO L'USO, ELIMINARE SECONDO LE NORME NAZIONALI VIGENTI.

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: eco.panin.it

R09 ITDEENEFRR0 - 07/2023



SENZA PROFUMI
SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI
SENZA OLI ESSENZIALI
Testato al Nichel (< 1 ppm) e al Glutine (< 10 ppm)



DE **Öl zur Reinigung und Hygiene des äußeren Gehörganges**
Pumpspray ohne Treibgas

20 ml Flakon

ZUSAMMENSETZUNG

Tocopherolacetat, Hydriertes Polydecen

HERSTELLER

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo

VERTRIEB ÜBER

HULKA S.R.L., Viale della Scienza, 26 - 45100 Rovigo

WANN WIRD DIESES MEDIZINPRODUKT ANGEWENDET?

FILME OTO ist ein Öl auf der Basis von Tocopherolacetat (Vitamin E), welches eine sanfte und gründliche Reinigung des äußeren Gehörganges gewährleistet, während das physiologische Gleichgewicht aufrechterhalten wird. Dank seiner besonderen Zusammensetzung, ähnlich den Hautlipiden, hilft es, den Ohrschmalz zu erweichen und aufzulösen und ermöglicht so die natürliche Entfernung aus dem Gehörgang ohne Hilfe von Wattestäbchen. FILME OTO wird empfohlen zur Vorbeugung und Entfernung von Ohrschmalz bei Kindern und Erwachsenen. Empfohlen, um Symptome wie Juckreiz oder Trockenheit des chronischen Ekzems des äußeren Gehörganges zu verringern. Besonders zu empfehlen für Träger von Hörgeräten und bei längerem Kopfhörergebrauch.

HÄUFIGKEIT UND WANN DAS PRODUKT ANGEWENDET WERDEN SOLL

Zur **Prophylaxe** überschüssiger Cerumenbildung: ein Spritzer in jedes Ohr 3 x wöchentlich mindestens 30 Minuten vor der Dusche oder dem Baden. Als **Hilfsmittel** zur Entfernung des Ohrschmalzes: 1 Spritzer 3x täglich, beginnend mindestens 5 Tage vor der Entfernung des Ohrschmalzes.

Bei chronischen Ekzemen des Gehörganges einmal täglich 1 Spritzer in jedes Ohr über einen Monat.

Für Träger von IDO-Hörgeräten, FILME OTO im Ohrkanal ohne Hörgerät anwenden. Dieses kann nach mindestens 3 Stunden nach Anwendung von FILME OTO eingesetzt werden, nachdem ein eventueller Überschuss entfernt wurde.

GEGENANZEIGEN

Überempfindlichkeit gegen die einzelnen Inhaltsstoffe. Bei Ohrenentzündungen, Trommelfellperforation oder Ohrschmerzen, vor Gebrauch den Arzt konsultieren.

WARNHINWEISE

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

ARZNEIMITTELINTERAKTIONEN ODER ANDERE WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine Arzneimittelwechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Produkten zur Anwendung im äußeren Gehörgang bekannt. Bei der gleichzeitigen Anwendung von mehreren Produkten einen zeitlichen Abstand von 5 Minuten zwischen den einzelnen Produkten einhalten und FILME OTO zuletzt anwenden.

WIE WIRD DIESES PRODUKT ANGEWENDET?

1. Sprühkopf im rechten Winkel zum Flakon drehen
2. Vor der ersten Anwendung bis zum Ausströmen des Produktes ca. 5 x pumpen
3. Den Kopf zur Seite neigen und den Sprühkopf in den Gehörgang einführen
4. Den Sprühkopf nach unten drücken
5. Einige Sekunden einwirken lassen und eventuellen Überschuss entfernen
6. Bei Bedarf im anderen Ohr wiederholen
7. Zur Vorbeugung 30 Minuten einwirken lassen und anschließend normal waschen (Bad/Dusche).
Im Falle von Ohrschmalz eine Ohrspülung durchführen.

ART UND WEISE DER ANWENDUNG

Zur topischen Anwendung im Ohr.

UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

Auch wenn FILME OTO sehr gut vertragen wird, kann es gelegentlich zu Fällen von Brennen, Irritationen, allergieähnlichen Erscheinungen, Rötungen und Schwellungen auf der Anwendungsstelle kommen. In solchen Fällen die Anwendung des Produktes unterbrechen und Ihren Arzt konsultieren.

Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

AUFBEWAHRUNG DES MEDIZINPRODUKTES

NICHT ÜBER DAS AUF DER INTERNEN UND ÄUSSEREN PACKUNG ANGEGEBENE VERFALLSDATUM ANWENDEN.

AUFBEWAHRUNG BEI ZIMMERTEMPERATUR.

Europ. Patent

MEDIZINPRODUKT. FREISETZUNG IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

NACH GEBRAUCH GEMÄSS DEN GELTENDEN NATIONALEN VORSCHRIFTEN BESEITIGEN.



OHNE DUFTSTOFFE
OHNE FARBSTOFFE
OHNE KONSERVIERUNGSSTOFFE
OHNE ÄTHERISCHE ÖLE
Nickel (< 1 ppm) und Gluten (< 10 ppm) getestet



EN **Cleansing and hygiene oil for the external acoustic meatus**
Auricular Spray - No gas

20 ml - 0.70 FL. OZ. Bottle

COMPOSITION

Tocopherol acetate, hydrogenated polydecene

MANUFACTURER

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALY)

EXCLUSIVE SALES LICENCEE FOR ITALY

HULKA S.R.L., Viale della Scienza, 26 - 45100 Rovigo (ITALY)

WHEN SHOULD FILME OTO BE USED

FILME OTO is an oil based tocopherol acetate (vitamin E), which promotes delicate and thorough cleansing of the external auditory canal, while respecting its physiological equilibrium. This unique composition is similar to the skin lipids, and helps thin and loosen earwax for easy removal, allowing natural discharge from the ear canal without the use of "cotton swabs". FILME OTO is indicated for the prevention and removal of ear wax plugs in children and adults. It is also used in the treatment of chronic eczema of the auditory duct and in subjects wearing hearing aids and head phones for prolonged periods.

FREQUENCY AND WHEN THE PRODUCT SHOULD BE ADMINISTERED

Prevention of ear wax build up: 1 squirt in each ear 3 times a week, at least 30 minutes before taking a shower or bath.

To remove ear wax build up: 1 squirt 3 times a day, at least 5 days before removing the wax.

In case of Chronic Eczema of the acoustic meatus apply 1 squirt in each ear once a day for a month.

In subjects wearing external hearing aids apply FILME OTO in the ear canal without prosthesis. The prosthesis can be reinserted 3 hours after using FILME OTO, remove any excess product before reinserting.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitive towards the components.

In case of ear infection or perforation of the eardrum consult a doctor before use.

WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

INTERACTION WITH MEDICINES AND OTHER INTERACTIONS

There are no known interactions with other medicines or products used on ear canal. In the case of application of more than one product leave an interval of at least 5 minutes between each product. FILME OTO should be applied last.

HOW TO USE THIS DEVICE

1. Position the nozzle perpendicular to the bottle
2. Before using the first time, pump by depressing 5 times
3. Tilt your head to one side and introduce the dispenser at the entrance of the ear cavity
4. Press the dispenser
5. Wait for a few seconds, lift your head back to position and wipe off any excess
6. If necessary, repeat the process in the other ear
7. For prevention leave for at least 30 minutes and then wash normally (bath / shower)
In case of Cerumen Impaction (Earwax Buildup and Blockage) use before following earwax medical procedure for removal

METHOD OF ADMINISTERING

For topical ear use.

SIDE EFFECTS

Although FILME OTO is extremely tolerable, in some rare cases it may cause a stinging effect, irritation, allergic reaction or reddening and swelling at the site of application. If this occurs discontinue use and consult a doctor. If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

STORAGE OF THE DEVICE

DO NOT USE AFTER THE INDICATED EXPIRY DATE ON THE INNER AND OUTER PACKAGING.

STORE AT ROOM TEMPERATURE.

Europ. Patent

MEDICAL DEVICE. DO NOT DISPERSE IN THE ENVIRONMENT.

AFTER USE, DISPOSE OF IN ACCORDANCE WITH YOUR NATIONAL LEGISLATION.



NO FRAGRANCE
NO COLOURANTS
NO PRESERVATIVES
NO ESSENTIAL OILS
Nickel (< 1 ppm) and Gluten (< 10 ppm) tested



ES Aceite para la detersión y la higiene del conducto auditivo externo

Spray Auricular, sin gas

Frasco de 20 ml

COMPOSICIÓN

Tocoferol acetato, Polideceno hidrogenado

FABRICANTE

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALIA)

CONCESIONARIO PARA LA VENTA

HULKKA S.R.L., Viale della Scienza, 26 - 45100 Rovigo (ITALIA)

EN QUÉ CASOS SE UTILIZA ESTE PRODUCTO

FILME OTO es un aceite a base de tocoferol acetato (vitamina E) que favorece una detersión delicada y una adecuada limpieza del conducto auditivo externo respetando su equilibrio fisiológico. Gracias a su especial composición, afín a los lípidos cutáneos, ayuda a fluidificar y disolver el cerumen permitiendo de esta manera su salida natural del conducto sin usar bastoncillos de algodón. FILME OTO está indicado para la prevención y la eliminación de los tapones de cerumen en niños y adultos. Indicado para reducir los síntomas como picor y sequedad asociados al eczema crónico del conducto auditivo externo. Es especialmente útil para los usuarios de prótesis acústicas así como para quien usa auriculares.

FRECUENCIA DE USO Y CUANDO DEBE APLICARSE EL PRODUCTO

Para prevenir la formación de cerumen: 1 pulverización en cada oído 3 veces a la semana, al menos 30 minutos antes de la ducha o del baño.

Para ayudar a quitar el tapón de cerumen: 1 pulverización 3 veces al día, al menos 5 días antes de la eliminación del tapón.

En caso de eczema crónico del conducto auditivo efectuar 1 pulverización en cada oído 1 vez al día por un mes. Para los portadores de prótesis auditivas aplicar FILME OTO en el conducto auditivo libre de prótesis. Puede colocarse la prótesis después de al menos 3 horas del uso de FILME OTO, quitando el eventual exceso de producto.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes. En caso de otitis, de perforación del tímpano o de dolor consultar al médico antes de utilizarlo.

ADVERTENCIAS

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONTRAINDICACIONES CON FÁRMACOS Y OTRAS CONTRAINDICACIONES

No se han manifestado contraindicaciones con otros fármacos o productos que se usan en el canal auditivo. En caso de aplicación de otros productos déjese pasar al menos cinco minutos entre la aplicación de un producto y el otro. En cualquier caso FILME OTO se debe aplicar siempre por último.

COMO UTILIZAR ESTE PRODUCTO

- poner la cánula en posición perpendicular al frasco
- en el primer uso, pulsar el aplicador al aire cinco veces para que salga el producto
- inclinarse la cabeza e introducir la cánula en la entrada de la cavidad de la oreja
- apretar el pulsador
- esperar algunos segundos, levantar la cabeza y secar el eventual exceso
- si es necesario, repetir la operación en el otro oído
- dejar actuar al menos 30 minutos y luego lavarse normalmente (baño/ducha) como prevención o efectuar un lavado auricular en caso de tapón de cerumen.

MODO Y VÍA DE APLICACIÓN

Uso tópico auricular.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Aunque FILME OTO se tolera muy bien, a veces pueden presentarse casos de escozor, irritación, fenómenos de tipo alérgico, rojeces e hinchazón en el lugar de aplicación. En estos casos, hay que interrumpir el uso del producto y consultar al médico. Si alguno de los efectos adversos se agrava, o si nota cualquier efecto secundario no mencionado en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

NO UTILIZAR TRAS LA FECHA DE CADUCIDAD INDICADA TANTO EN EL ENVASE INTERNO COMO EXTERNO.

CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE.

Patente Europea

PRODUCTO SANITARIO. NO DISPERSAR EN EL AMBIENTE.

DESPUÉS DEL USO, ELIMINAR SEGUN LAS NORMAS NACIONALES VIGENTES.



FR Nettoyage et hygiène du conduit auditif externe

Spray auriculaire sans gaz

Bouteille de 20 ml

COMPOSITION

Tocophérol Acétate, Polydécène Hydrogéné

FABRICANT

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALIA)

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE

ALPHA-DISPOMED, 89 chemin des cigales-06370 Mousans Sartoux-France

DANS QUEL CAS UTILISER FILME OTO

FILME OTO est une huile à base d'acétate de tocophérol (Vitamine E) qui favorise un nettoyage adapté et en douceur du conduit auditif externe, en respectant son équilibre physiologique. Grâce à sa composition particulière, proche des lipides cutanés, il aide à fluidifier et dissoudre la cire permettant son évacuation par le conduit sans utiliser de "bâtonnets de coton". FILME OTO est indiqué pour prévenir et enlever les bouchons de cerumen chez les enfants et les adultes. Indiqué pour réduire les symptômes tels que les démangeaisons et la sécheresse associés à l'eczéma chronique du conduit auditif externe. Particulièrement recommandé chez les utilisateurs d'appareils auditifs, ou lors d'une utilisation prolongée d'écouteurs.

MODE D'UTILISATION

Pour éviter la formation de cérumen : 1 vaporisation par oreille 3 fois par semaine, au moins 30 minutes avant la douche ou le bain.

Pour faciliter l'élimination du cérumen : 1 vaporisation 3 fois par jour, au moins 5 jours avant de retirer le bouchon.

En cas d'eczéma chronique du conduit auditif : 1 vaporisation par oreille 1 fois par jour pendant un mois. Pour les porteurs d'aides auditives : vaporiser FILME OTO dans le conduit auditif, sans prothèse. La prothèse peut être réinsérée au moins 3 heures après l'application de FILME OTO, après avoir retiré tout excédent de produit.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants. En cas d'otite, de perforation du tympan ou de douleur, consulter votre médecin avant utilisation.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS SPÉCIALES D'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET D'AUTRES INTERACTIONS

Il n'y a aucune interaction connue avec d'autres médicaments ou produits appliqués dans le conduit auditif externe. En cas d'application de plusieurs produits, les espacer d'au moins 5 minutes. Il est conseillé d'appliquer FILME OTO en dernier.

COMMENT UTILISER FILME OTO

- positionner l'embout perpendiculairement à la bouteille
- lors de la première utilisation, pomper plusieurs fois et attendre que le produit sorte
- incliner la tête d'un côté et introduire le distributeur à l'entrée de la cavité de l'oreille
- appuyer sur l'embout propulseur
- attendre quelques secondes, redresser la tête et essuyer tout excès
- si nécessaire, répéter dans l'autre oreille
- laisser agir pendant au moins 30 minutes puis laver normalement (bain / douche) en cas de bouchon de cérumen

VOIE D'ADMINISTRATION

Utilisation topique.

EFFECTS INDESIRABLES

Bien que FILME OTO soit très bien toléré, il peut occasionnellement y avoir des cas de brûlure, d'irritation de type allergique, de rougeur ou de gonflement sur le site d'application. Dans ce cas, arrêter d'utiliser le produit et consulter votre médecin. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, informez votre médecin ou votre pharmacien.

CONSERVATION DE L'APPAREIL

NE PAS UTILISER LE PRODUIT APRÈS LA DATE DE PÉREMPTION FIGURANT SOIT SUR L'EMBALLAGE INTERNE QUE SUR CELUI EXTERNE. CONSERVER A TEMPERATURE AMBIANTE.

Brevet Européen

DISPOSITIF MEDICAL. NE PAS DISPERSER LE PRODUIT DANS L'ENVIRONNEMENT.

APRÈS UTILISATION, ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALE EN VIGUEUR.

INFO TRI EMBALLAGES (France): eco.panin.it



RO Ulei de curățare și igienă pentru canalul auditiv extern

Spray Auricular - fără gaz

Flacon de 20ml

COMPOZIȚIE

Tocopherol acetate, hydrogenated polydecene

PRODUCĂTOR

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (Italy)

DISTRIBUITOR ÎN ROMANIA

IULIUS PHARMA S.R.L., BD. MIRCEA VODĂ NR. 40, BL. M11, AP. 15, BUCUREȘTI, SECTOR 3

INDICAȚII DE UTILIZARE

FILME OTO este un ulei pe bază de Acetat de Tocoferol (vitamina E), care permite curățarea delicată și eficientă a canalului auditiv extern, respectând echilibrul fiziologic. Această compoziție unică este similară lipidelor pielii și ajută la subțierea și fluidizarea cerumenului pentru o îndepărtare ușoară, permițând evacuarea naturală din canalul urechii, fără utilizarea bețișoarelor de urechi. FILME OTO este indicat pentru prevenirea și îndepărtarea dopurilor de ceară din urechi la copii și adulți. Este, de asemenea, utilizat în tratamentul eczemelor cronice ale canalului auricular și de către persoanele care poartă aparat auditiv sau cască de telefon pentru perioade prelungite.

MOD DE UTILIZARE

Pentru a preveni depunerile de ceară în canalul auditiv: 1 pulverizare în fiecare ureche de 3 ori pe săptămână, cu cel puțin 30 de minute înainte de duș sau cadă.

Pentru a elimina ceara din ureche: 1 pulverizare de 3 ori pe zi, cu cel puțin 5 zile înainte de a scoate ceara. În caz de eczemă cronică a meatusului acustic, se recomandă 1 pulverizare în fiecare ureche o dată pe zi, timp de o lună.

La persoanele care poartă proteze auditive externe se aplică FILME OTO în canalul urechii fără proteză. Proteza poate fi reintrodusă la 3 ore după utilizarea FILME OTO. Eliminați excesul de produs, înainte de reintroducere.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate față de componente. În cazul unei infecții la nivelul urechii sau perforarea timpanului consultați un medic înainte de utilizare.

AVERTIZARE

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR.

INTERACȚIUNEA CU ALTE MEDICAMENTE

Nu există interacțiuni cunoscute cu alte medicamente sau produse utilizate pe canalul urechii. În cazul aplicării mai multor produse lăsați un interval de cel puțin 5 minute între produse. FILME OTO ar trebui aplicat ultimul.

CUM SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS

- Poziționați duza perpendicular pe flacon
- Înainte de a utiliza prima dată, pompați prin apă sare de 5 ori
- Inclinați capul într-o parte și introduceți dozatorul la intrarea în cavitatea urechii
- Apăsați dozatorul
- Așteptați câteva secunde, ridicați capul înapoi și ștergeți orice exces
- Dacă este necesar, se repetă procesul în cealaltă ureche
- Pentru prevenirea depunerilor de ceară, se lasă timp de cel puțin 30 de minute și apoi se spală în mod normal (baie / duș). În caz de cerumen impactat (dop de ceară), utilizați FILME OTO înainte de a urma procedura medicală de eliminare.

METODA DE ADMINISTRARE

Pentru uz topic ureche.

EFFECTE SECUNDARE

Cu toate că FILME OTO este foarte bine tolerat, în unele cazuri rare, acesta poate provoca iritații, reacții alergice, înroșire sau umflături la locul de aplicare. În cazul în care acest lucru se întâmplă, întrerupeți utilizarea și consultați un medic. Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine severă sau dacă observați reacții adverse care nu sunt enumerate în acest prospect, vă rugăm anunțați medicul sau farmacistul.

DEPOZITAREA DISPOZITIVULUI

NU UTILIZAȚI DUPĂ DATA DE EXPIRARE ÎNSCRISĂ PE FLACON SAU PE CUTIE.

A SE PĂSTRA LA TEMPERATURA CAMEREI

Brevet European

DISPOZITIV MEDICAL. A NU SE DISPERSA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.

DUPĂ UTILIZARE, REICLĂȚI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ.

