

 **Redcare**
Eye

Kochsalz- lösung

Medizinprodukt

für alle Kontaktlinsen¹

- ♥ abspülen
- ♥ aufbewahren

Soluzione Salina

Dispositivo medico

per tutte le lenti a contatto¹

- ♥ risciacquo
- ♥ conservazione

360 ml

DE Kochsalzlösung

Redcare Kochsalzlösung zum Abspülen und Aufbewahren aller Arten von Kontaktlinsen. Vorbeugend gegen die Bildung von Kalziumrückständen.

Zusammensetzung:

Polyhexanide 0,00005 % in gepufferter, steriler, isotonischer Lösung.

Gebrauchsanweisung:

- Hände gründlich mit Seife waschen und abtrocknen bevor die Kontaktlinsen berührt werden.
- Abspülen: Nach Beendigung des Reinigungsprozesses und wann immer Bedarf besteht. Legen Sie die Kontaktlinse auf die Handfläche, geben Sie eine ausreichende Menge der Lösung dazu und reiben die Kontaktlinse vorsichtig zwischen den Fingerkuppen.
- Die Lösung enthält weder reinigende noch pflegende Substanzen.

Datum der letzten Neubearbeitung:
2022/11

 eyelike GmbH
Ringstraße 12
D-63543 Neuberg

**Vertrieb / distribuzione /
distribution / distributie:**
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
NL-5975 WD Sevenum

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug

   S2206

CE 0482 **MD** **STERILE** **A**



PZN - 18319297



 **Redcare**
Eye

Solution Saline

Dispositif médical

pour toutes les lentilles de contact¹

- ♥ rincer
- ♥ conserver

Zout- oplossing

Medisch hulpmiddel

voor alle contactlenzen¹

- ♥ spoelen
- ♥ bewaren

360 ml

 **Warnhinweise:**

- Das Produkt nicht verwenden, wenn es länger als 60 Tage geöffnet ist.
- Flasche nach jedem Gebrauch fest verschließen.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn die Versiegelung vor dem ersten Gebrauch fehlt oder beschädigt ist.
- Sie können die Kontaktlinsen bis zu 30 Tage in der Lösung, im geschlossenen Kontaktlinsenbehälter, aufbewahren.
- Lösung nicht einnehmen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Zimmertemperatur lagern.
- Tropferspitze nicht berühren, um Kontaminationen zu vermeiden.
- Bei Augenreizungen Kontaktlinsen herausnehmen und einen Augenarzt oder Optiker aufsuchen.
- Informieren Sie vor der Verwendung eines (Augen-)Medikamentes Ihren Arzt, dass Sie dieses Produkt verwenden.
- Nicht verwenden, wenn Sie auf einen Inhaltsstoff überempfindlich oder allergisch reagieren.
- Benutzen Sie zum Abspülen des Kontaktlinsenbehälters oder der Kontaktlinsen niemals Leitungswasser.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn das Verfallsdatum überschritten ist.
- Die Lösung nicht mehrfach verwenden.
- Alle im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.
- Nicht für die Verwendung mit Sklerallinsen geeignet.

LOT 

IT Soluzione Salina

Redcare Soluzione Salina per il risciacquo e la conservazione di tutti i tipi di lenti a contatto. Aiuta a prevenire la formazione di depositi di calcio.

Composizione:

Polyhexanide 0,00005% in una soluzione sterile, isotonica e tamponata

Istruzioni per l'uso:

- Prima di maneggiare le lenti a contatto, lavarsi accuratamente le mani.
- Dopo la pulizia, se necessario, prendere la lente, appoggiarla nel palmo della mano e versare abbondantemente la soluzione, massaggiando delicatamente con la punta delle dita, tra il pollice e l'indice.
- La soluzione non contiene sostanze detergenti o curative.

Data dell'ultima revisione:

2022/11

Precauzioni:

- Dopo l'apertura del flacone, non utilizzare il prodotto oltre 60 giorni.
- Mantenere il flacone ben chiuso.
- Non utilizzare il prodotto se il sigillo/tappo è mancante o danneggiato.
- E' possibile conservare le lenti nel portallenti chiuso fino a 30 giorni.
- Non ingerire la soluzione e tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Conservare a temperatura ambiente.
- Non toccare il contagocce con nessuna superficie, per evitarne la contaminazione.
- In caso di irritazione oculare, rimuovere le lenti a contatto e consultare un oftalmologo o un ottico.
- Prima di utilizzare qualsiasi medicinale (oftalmico), informare il medico dell'uso di questo prodotto.
- Non utilizzare se allergici ad uno qualsiasi dei suoi componenti.
- Non utilizzare l'acqua del rubinetto per pulire il portallenti.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Non riutilizzare la soluzione già utilizzata.
- Tutti gli incidenti gravi che si verificano in relazione a questo dispositivo medico devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente
- Non adatto all'uso con lenti sclerali.

FR Solution Saline

Redcare Solution Saline pour rincer et conserver tous les types de lentilles de contact. Préviend la formation de résidu de calcium.

Composition :

Polyhexanide 0,00005% en solution tamponnée, stérile et isotonique.

Mode d'emploi :

- Se laver soigneusement les mains avec du savon et les sécher avant de toucher les lentilles de contact.
- Rinçage : après le nettoyage et chaque fois que nécessaire. Placez la lentille de contact sur la paume de votre main, ajoutez une quantité suffisante de solution et frottez doucement la lentille de contact entre le bout de vos doigts.
- La solution ne contient ni substances nettoyantes ni substances nourrissantes.

Date de la dernière révision :

2022/11

Avertissements :

- Ne pas utiliser le produit si l'est ouvert depuis plus de 60 jours.
- Bien refermer le flacon après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le produit si le sceau est manquant ou endommagé avant la première utilisation.
- Vous pouvez conserver les lentilles de contact dans la solution, dans l'étui à lentilles de contact fermé, pendant 30 jours maximum.
- Ne pas ingérer et tenir hors de la portée des enfants.
- Conserver à température ambiante.
- Ne pas toucher l'embout compte-gouttes pour éviter toute contamination.
- En cas d'irritation des yeux, retirez les lentilles de contact et consultez un ophtalmologiste ou un opticien.
- Avant d'utiliser un médicament (pour les yeux), informez votre médecin que vous utilisez ce produit.
- Ne pas utiliser si vous êtes hypersensible ou allergique à l'un des ingrédients.
- N'utilisez jamais d'eau du robinet pour rincer le récipient pour lentilles de contact ou les lentilles de contact.
- Ne pas utiliser le produit si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser la solution plus d'une fois.
- Tout incident grave lié à ce dispositif médical doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente
- Ne convient pas à l'utilisation avec des lentilles sclérales.

NL Zoutoplossing

Redcare Zoutoplossing voor het spoelen en bewaren van alle soorten contactlenzen. Voorkomt de vorming van kalkaanslag.

Samenstelling:

Polyhexanide 0,00005% in gebufferde, steriele, isotone oplossing.

Gebruiksaanwijzing:

- Was uw handen grondig met zeep en droog ze af voordat u de contactlenzen aanraakt.
- Spoelen: na het reinigingsproces en wanneer dat nodig is. Leg de contactlens op de handpalm, voeg voldoende hoeveelheid van de oplossing toe en wrijf de contactlens voorzichtig tussen de vinger-toppen.
- De oplossing bevat geen reinigende of verzorgende stoffen.

Datum van laatste revisie:

2022/11

Waarschuwingen:

- Gebruik het product niet als het langer dan 60 dagen geopend is.
- Sluit de fles goed na elk gebruik.
- Gebruik het product niet als de verzegeling ontbreekt of beschadigd is voor het eerste gebruik.
- U kunt de contactlenzen maximaal 30 dagen in de oplossing bewaren, in een gesloten contactlenshouder.
- Neem de oplossing niet in en bewaar deze buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar bij kamertemperatuur.
- Raak de druppeltip niet aan om besmetting te voorkomen.
- Verwijder bij oogirritatie de contactlenzen en raadpleeg een oogarts of opticien.
- Informeer uw arts over het gebruik van dit product voordat u een (oog)medicijn gebruikt.
- Niet gebruiken als u overgevoelig of allergisch bent voor een ingrediënt.
- Gebruik nooit leidingwater om het contactlensdoosje of de contactlenzen af te spoelen.
- Gebruik het product niet als de vervaldatum is verstreken.
- Gebruik de oplossing niet meerdere keren.
- Alle ernstige incidenten die zich voordoen in verband met dit medische hulpmiddel moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.
- Niet geschikt voor gebruik met scleralenzen.