

Hühneraugen-Pflaster/Cerotti per calli/ Pansements pour cors/Likdoornpleisters

DE Medizinprodukt

Anwendungsgebiet: Die Hühneraugen-Pflaster mit einer zentralen Scheibe aus Polyethylenschaumstoff wirken glättend und schützend. Die Hühneraugen-Pflaster machen die Haut weicher und erleichtern die mechanische Entfernung und sorgen so für eine schnelle und schmerzfreie Hornhautentfernung. Darüber hinaus schützt die Dicke der Hühneraugen Pflaster die betroffene Stelle vor Reibung und Druck.

⚠ Warnhinweise: Nur zur äußerlichen Anwendung für die Behandlung von Hühneraugen. Nicht auf verletzt oder gereizter Haut anwenden. Nicht auf geröteter, geschädigter oder rissiger Haut anwenden. Bei Sensibilisierung oder Reizung die Behandlung sofort abbrechen. Vor Anwendung des Produktes durch Diabetiker, Menschen mit Durchblutungsproblemen, Schwangere, stillende Frauen, Kinder unter 16 Jahren oder im Zweifelsfall einen Arzt fragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Enthält 35-40% Salicylsäure. Nicht länger als 2 Wochen anwenden, außer nach Rücksprache mit dem Arzt. Informieren Sie bitte den Hersteller und die zuständige Behörde für Medizinprodukte, sollten schwerwiegende Nebenwirkungen mit dem Produkt auftreten.

Anwendungsempfehlung: Vor Aufkleben des Pflasters die zu schützende Hautstelle sorgfältig reinigen und trocknen, um eine perfekte Haftung und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Hühneraugen-Pflaster von der Schutzfolie abziehen und mittig auf das zu schützende Hautareal kleben. Täglich ein neues Pflaster verwenden.

Lagerung: Das Produkt in der Originalpackung an einem sauberen, trockenen und kühlen Platz aufbewahren.

Inhalt: 8 Pflaster

Stand der Information:
2023.11

LOT Chargenbezeichnung

 Verwendbar bis

REF AS176859

 Gebrauchsanweisung beachten

 Vor Sonnenlicht fernhalten

 Trocken aufbewahren

 Nur einmal verwenden

MD Medizinprodukt

CE 0051

Hersteller:
EUROSIREL S.p.A
Viale Europa, 30
IT-20047 Cusago (MI)
eurosirel@eurosirel.com

CH REF **Schweizer Bevollmächtigter:**
Élite Med Group Sagl
CHE-396.970.303
Via Luigi Lavizzari 4 Mendrisio
Switzerland 6850

 **Vertrieb/Importeur:**
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
NL-5975 WD Sevenum

IT Dispositivo medico

Indicazione terapeutica: I cerotti per calli con disco centrale in schiuma di polietilene hanno un'azione levigante e protettiva. Ammorbidiscono la pelle e ne facilitano la rimozione meccanica, consentendo di eliminare il callo in modo rapido e indolore. Inoltre, grazie ai loro spessori, i cerotti proteggono la zona interessata dallo sfregamento e dalla pressione.

⚠ Avvertenze: Solo per uso esterno per il trattamento dei calli. Non applicare su pelle lesionata o irritata. Non applicare su pelle arrossata, danneggiata o screpolata. In caso di sensibilizzazione o irritazione cutanea, interrompere immediatamente il trattamento. Consultare un medico prima di utilizzare il prodotto in soggetti diabetici, persone con problemi circolatori, donne in gravidanza o che allattano, bambini al di sotto dei 16 anni, oppure in caso di dubbio. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene il 35-40% di acido salicilico. Non utilizzare il prodotto per più di 2 settimane salvo previa consultazione con il medico. Informare il produttore e l'autorità competente per i dispositivi medici se si verificano effetti collaterali gravi con il prodotto.

Raccomandazioni per l'uso: Prima di applicare il cerotto, pulire e asciugare con cura la zona della pelle da proteggere per garantire una perfetta adesione ed efficacia. Staccare il cerotto dalla carta protettiva e applicarlo facendo attenzione che l'area cutanea da proteggere si trovi al centro. Sostituire il cerotto quotidianamente.

Conservazione: Conservare il prodotto nella sua confezione originale in luogo pulito, fresco e asciutto.


Contenuto: 8 cerotti

Stato dell'informazione:
2023.11


LOT Numero di lotto

 Utilizzare entro

REF AS176859

 Seguire le istruzioni per l'uso

 Tenere al riparo dalla luce del sole

 Conservare in luogo asciutto

 Non riutilizzare

MD Dispositivo medico

CE 0051

Produttore:
EUROSIREL S.p.A
Viale Europa, 30
IT-20047 Cusago (MI)
eurosirel@eurosirel.com

CH REF **Agente autorizzato svizzero:**
Élite Med Group Sagl
CHE-396.970.303
Via Luigi Lavizzari 4 Mendrisio
Switzerland 6850

 **Distributore/Importatore:**
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
NL-5975 WD Sevenum

FR Dispositif médical

Domaine d'application: Les pansements pour cors avec un disque central en mousse de polyéthylène ont un effet lissant et protecteur. Les pansements pour cors ramollissent la peau et facilitent l'élimination mécanique, garantissant ainsi une élimination rapide et indolore des cors. De plus, l'épaisseur des pansements pour cors protège la zone concernée des frottements et de la pression.

⚠ Avertissements: Uniquement en usage externe pour le traitement de cors. Ne pas utiliser sur une peau blessée ou irritée. Ne pas utiliser sur une peau rouge, abîmée ou fissurée. En cas de sensibilité ou d'irritation, arrêter immédiatement le traitement. Avant l'utilisation du produit par des diabétiques, des personnes ayant des problèmes de circulation sanguine, des femmes enceintes ou allaitantes, des enfants de moins de 16 ans ou en cas de doute, consulter un médecin. Conserver hors de portée des enfants. Contient 35-40% d'acide salicylique. Ne pas utiliser pendant plus de 2 semaines, sauf accord préalable du médecin. Veuillez informer le fabricant et l'autorité compétente en matière de dispositifs médicaux si le produit provoque des effets indésirables graves.

Recommandation d'utilisation: Avant de coller le pansement, nettoyez et séchez soigneusement la zone cutanée à protéger afin d'assurer une adhérence et une efficacité parfaites. Retirer le pansement pour cors de la feuille de protection et le coller au centre de la zone cutanée à protéger. Utiliser chaque jour un nouveau pansement.

Stockage: Conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit propre, sec et frais.


Contenu: 8 pansements


Mise à jour de l'information:
2023.11


LOT Désignation du lot

 À utiliser avant le

REF AS176859

 Respecter le mode d'emploi

 Ne pas exposer à la lumière du soleil

 À conserver dans un endroit sec


 À usage unique

MD Dispositif médical

CE 0051

Fabricant:
EUROSIREL S.p.A
Viale Europa, 30
IT-20047 Cusago (MI)
eurosirel@eurosirel.com

CH REF **Mandataire suisse:**
Élite Med Group Sagl
CHE-396.970.303
Via Luigi Lavizzari 4 Mendrisio
Switzerland 6850

 **Distribution/Importateur:**
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
NL-5975 WD Sevenum

NL Medisch product

Toepassingsgebied: De likdoornpleisters met een centrale schijf van polyethyleenschuim hebben een gladmakend en beschermend effect. De likdoornpleisters verzachten de huid en vergemakkelijken een mechanische verwijdering, waardoor het eelt snel en pijnloos verwijderd kan worden. Bovendien beschermt de dikte van de likdoornpleisters het betreffende gebied tegen wrijving en druk.

⚠ Waarschuwingen: Uitsluitend voor uitwendig gebruik voor de behandeling van likdoorns. Niet gebruiken op beschadigde of geïrriteerde huid. Niet gebruiken op een roze, beschadigde of gearsteneerde huid. Bij overgevoeligheid of irritatie de behandeling onmiddellijk stopzetten. Voor gebruik door diabetici, mensen met bloedsomloopproblemen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen jonger dan 16 jaar of in geval van twijfel, raadpleeg een arts. Buiten bereik van kinderen houden. Bevat 35-40% salicylzuur. Niet langer dan 2 weken gebruiken, behalve na overleg met een arts. Informeer de fabrikant en de bevoegde autoriteit voor medische hulpmiddelen als er ernstige bijwerkingen optreden met het product.


Aanbevolen gebruik: Voordat er een pleister wordt aangebracht, moet het te beschermen huidgebied zorgvuldig worden gereinigd en gedroogd om een optimale hechting en effectiviteit te garanderen. Verwijder de beschermfolie van de likdoornpleister en plak deze in het midden van het te beschermen huidgebied. Gebruik elke dag een nieuwe pleister.

Opslag: Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking op een schone, droge en koele plaats.


Inhoud: 8 pleisters


Status van de informatie:
2023.11

LOT Batchaanduiding


 Uiterste gebruiksdatum

REF AS176859

 Volg de gebruiksaanwijzing

 Uit de buurt van zonlicht houden

 Droog bewaren

 Slechts één keer gebruiken

MD Medisch product

CE 0051

Fabrikant:
EUROSIREL S.p.A
Viale Europa, 30
IT-20047 Cusago (MI)
eurosirel@eurosirel.com

CH REF **Zwitserse gemachtigde vertegenwoordiger:**
Élite Med Group Sagl
CHE-396.970.303
Via Luigi Lavizzari 4 Mendrisio
Switzerland 6850

 **Distributie/Importeur:**
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
NL-5975 WD Sevenum