

EN All-In-One-Solution VC

Cleaning, disinfecting, inserting and storage.
For hard contact lenses.

Composition:

PHMB 0,0002%, POLYSORBATO 80, SODIUM CHLORIDE, EDTA, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSE, BORAX/BORIC ACID, PURIFIED WATER.

Precautions and instructions for use

Wash your hands carefully before removing the lenses from your eyes or the lens case. Dry your hands using a clean towel.

Do not use when tamper-evident seal is broken before the first time use. Unscrewing the cap from the bottle will break the tamper-evident seal.

Immediately after removal of the lenses, clean them with 8 drops contact lens solution.

Clean the lenses by carefully rubbing them with your index finger in the palm of your other hand for 30 seconds.

Rinse the lenses with contact lens solution.

To disinfect the lenses, place them in the lens case filled with fresh solution and leave to stand for at least 6 hours.

Insert the lenses into your eyes.

Rinse the lens case with contact lens solution and allow the lens case to dry in the air.

Repeat disinfection steps when the lenses are stored unused in the lens case for a period longer than 7 days.

Do not touch the dropper tip of the bottle as this may contaminate the solution.

Close the bottle tightly immediately after use.

Replace your lens case frequently to prevent infection due to contamination.

Storage conditions

Use within 4 months after opening.

Keep out of reach of children. (See image 1)

Keep the solution in its original packaging.

Warnings and contra-indications

Do not use if you are allergic to one of the ingredients.

Stop wearing contact lenses when you experience eye irritation or when you have an eye infection and consult a doctor.

If you are prescribed eye medication, consult your ophthalmologist or contact lens specialist before using the medication in combination with contact lens solution.

Do not use when the packaging is damaged. (See image 2)

Do not use after the expiry date.

Do not change your contact lens care system without consulting your contact lens specialist.

Always replace any remaining solution in the lens case with fresh solution.

Never use tap water as an alternative for contact lens solution.

Stop using the product and inform the legal manufacturer and the national health authorities when you experience a serious health issue in relation with this medical device.

NL Alles-in-één-Vloeistof VC

Reinigen, desinfecteren, inzetten en bewaren.

Voor harde contactlenzen.

Samenstelling:

PHMB 0,0002%, POLYSORBATO 80, NARIUM CHLORIDE, EDTA, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSE, BORAX/BOORZUUR, GEZUIVERD WATER.

Voorzorgsmaatregelen en gebruiksinstructie

Was uw handen zorgvuldig voordat u de lenzen uit uw ogen of de lenz houder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek.

Gebruik de vloeistof niet als de veiligheidsluiting voor het eerste gebruik is verbroken. De veiligheidsluiting verbroekt bij het losmaken van de dop van de fles.

Rinse de lenzen direct na het uitnemen met 8 druppels contactlensvloeistof.

Reinig de lenzen door ze voorzichtig 30 seconden met uw wijsvinger in de palm van uw andere hand schoon te wrijven.

Spoel de lenzen af met contactlensvloeistof.

Om de lenzen te desinfecteren plaats u deze minimaal 6 uur in de lenz houder gevuld met verse contactlensvloeistof.

Zet de lenzen in uw ogen.

Spoel de lenz houder met contactlensvloeistof af en laat de lenz houder aan de lucht drogen.

Herhaal de stappen voor desinfectie wanneer de lenzen voor een periode langer dan 7 dagen niet gebruikt zijn in de lenz houder bewaard zijn.

De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.

Sluit direct na gebruik de fles goed af.

Vervang de lenz houder regelmatig om infecties door verontreiniging te voorkomen.

Bewaarcriteria

Na openen 4 maanden houdbaar.

Buiten bereik van kinderen houden. (Zie afbeelding 1)

Bewaar de vloeistof in de originele verpakking.

Waarschuwingen en contra-indicaties

Niet gebruiken indien u allergisch bent voor één van de ingrediënten.

Stop het dragen van contactlenzen bij irritatie of bij geen ooginfectie en raadpleeg een arts.

Indien u oogmedicatie krijgt voor contactlenzen, raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist voordat u de medicatie in combinatie met contactlensvloeistof gaat gebruiken.

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd. (Zie afbeelding 2)

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

Wijzig niet van contactlensverzorgingssysteem zonder overleg met uw contactlensspecialist.

Eerstmaal gebruikte contactlensvloeistof in de lenz houder niet hergebruiken.

Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor contactlensvloeistof.

Stop het gebruik van dit product en informeer de fabrikant en de nationale gezondheidsautoriteiten wanneer u een ernstig gezondheidsprobleem ervaart in verband met dit medisch hulpmiddel.

DE Komplettlösung VC

Reinigung, Desinfektion, Einsetzen und Aufbewahrung.

Für harte Kontaktlinsen.

Zusammensetzung:

PHMB 0,0002%, POLYSORBAT 80, NATRIUMCHLORID, EDTA, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSE, BORAX/BORSÄURE, GERINGTES WASSER.

Vorsichtshinweise und Anweisungen für den Gebrauch

Vor der Entnahme der Kontaktlinsen aus den Augen oder aus dem Linsenbehälter Hände sorgfältig waschen. Hände mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.

Nicht anwenden, wenn die Verschlussicherung vor dem ersten Gebrauch beschädigt ist. Beim Öffnen des Schraubverschlusses der Flasche reißt das Garantesiegel auf.

Reinigen Sie die Linsen unmittelbar nach ihrer Entnahme mit 8 Tropfen der Kontaktlinsenlösung.

Das Reinigen der Linsen erfolgt durch vorsichtiges Reiben mit dem Zeigefinger in der Handfläche der anderen Hand für 30 Sekunden.

Die Linsen mit der Kontaktlinsenlösung spülen.

Zur Desinfektion die Linsen mindestens 6 Stunden lang durchgehend in den Kontaktlinsenbehälter legen, der mit frischer Lösung gefüllt ist.

Die Kontaktlinsen in die Augen einsetzen.

Spülen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit Kontaktlinsenlösung und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Wiederholen Sie die Desinfektionsschritte, wenn die Kontaktlinsen für länger als 7 Tage unbenutzt im Kontaktlinsenbehälter aufbewahrt wurden.

Die Tropfenspitze der Flasche nicht berühren, da die Lösung sonst kontaminiert werden kann.

Die Flasche sofort nach Gebrauch fest verschließen.

Tauschen Sie den Kontaktlinsenbehälter regelmäßig aus, um eine Infektion durch Kontamination zu vermeiden.

Lagerungsbedingungen

Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Monaten verwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. (Siehe Abbildung 1)

Die Lösung in der Originalverpackung aufbewahren.

Warnhinweise und Gegenanzeigen

Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht weiter, wenn bei Ihnen eine Augenreizung auftritt oder wenn Sie eine Augeninfektion haben, und fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Wenn Ihnen Medikamente zur Behandlung Ihrer Augen verschrieben wurden, fragen Sie Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsen Spezialisten um Rat, bevor Sie das Medikament in Kombination mit der Lösung am Auge anwenden.

Nicht anwenden, wenn die Packung beschädigt ist. (Siehe Abbildung 2)

Nicht nach Ablauf des Verfaltdatums verwenden.

Ändern Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsen Spezialisten.

Ersetzen Sie im Kontaktlinsenbehälter verbleibende Lösung immer durch frische Lösung.

Verwenden Sie niemals Leitungswasser als Alternative für die Kontaktlinsenlösung.

Wenden Sie das Produkt nicht weiter an und informieren Sie den verantwortlichen Hersteller und die nationale Gesundheitsbehörde, wenn bei Ihnen in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem auftritt.

FR Solution tout-en-VC

Nettoyage, désinfection, pose et conservation.

Pour lentilles de contact rigides.

Composition :

PHMB 0,0002%, POLYSORBATE 80, CHLORURE DE SODIUM, EDTA, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSE, BORAX/ACIDE BORIQUE, EAU PURIFIÉE.

Précautions d'utilisation et mode d'emploi

Lavez-vous soigneusement les mains avant de retirer les lentilles de vos yeux ou de leur étui. Séchez-vous les mains avec une serviette propre.

Ne pas utiliser si le capuchon inviolable a été rompu avant la première utilisation. En dévissant le bouchon du flacon, vous entraîneriez la rupture du capuchon inviolable.

Immediatamente après avoir retiré vos lentilles, nettoyez-les avec 8 gouttes de solution pour lentilles de contact.

Nettoyez les lentilles avec précaution en les plaçant dans la paume d'une main et en les massant avec l'index de la main opposée pendant 30 secondes.

Rincez les lentilles avec la solution pour lentilles de contact.

Pour décontaminer les lentilles, placez-les dans l'étui à lentilles rempli de solution fraîche et laissez-lees tremper pendant au moins 6 heures.

Posez les lentilles sur vos yeux.

Cessez de porter vos lentilles de contact en cas d'irritation des yeux ou si vous avez une infection des yeux

Répétez les étapes de désinfection lorsque les lentilles restent inutilisées dans l'étui pendant plus de 7 jours.

Ne touchez pas l'embout compte-gouttes du flacon car cela pourrait contaminer la solution.

Refermez soigneusement le flacon immédiatement après l'utilisation.

Remplacez fréquemment votre étui à lentilles pour éviter toute infection due à une contamination.

Conditions de conservation

A utiliser dans les 4 mois après ouverture.

Tenir hors de la portée des enfants. (Voir figure 1)

Conserver la solution dans son emballage d'origine.

Mises en garde et contre-indications

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.

Cessez de porter vos lentilles de contact en cas d'irritation des yeux ou si vous avez une infection des yeux et consultez un médecin.

Si l'on vous prescrit un médicament pour les yeux, consultez votre ophtalmologiste ou spécialiste en lentilles de contact ainsi que le médecin avant d'utiliser le médicament.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. (Voir figure 2)

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Ne changez pas votre système d'entretien de lentilles de contact sans consulter votre spécialiste en lentilles de contact.

Remplacez toujours la solution pour rester dans l'étui à lentilles par une solution fraîche.

N'utilisez jamais de l'eau du robinet à la place de cette solution pour lentilles de contact.

Cessez d'utiliser le produit et informez le fabricant légal et les autorités de santé nationales si vous subissez un problème de santé grave en rapport avec ce dispositif médical.

IT All-In-One Solution VC

Pulizia, disinfezione, applicazione e conservazione.

Per lenti a contatto rigide.

Composizione:

PHMB 0,0002%, POLYSORBATO 80, CLORURO DI SODIO, EDTA, HYPROMELLOSE, BORACE/ACIDO BORICO, ACQUA PURIFICATA.

Precauzioni e istruzioni per l'uso

Lavarsi le mani accuratamente prima di rimuovere le lenti dagli occhi o dal contenitore. Asciugarsi le mani con un asciugamano pulito.

Non usare se il sigillo antimanomissione risulta rotto prima del primo utilizzo. La rimozione del tappo dal flacone comporterà la rottura del sigillo antimanomissione.

Subito dopo aver rimosso le lenti, pulirle con 8 gocce di soluzione per lenti a contatto.

Pulire le lenti frizionandole delicatamente con il dito indice, tenendole nel palmo dell'altra mano per 30 secondi.

Sciaccare le lenti con la soluzione per lenti a contatto.

Per disinfettare le lenti, collocarle nel loro contenitore riempito con soluzione fresca e lasciarvele per almeno 6 ore.

Instaurare le lenti negli occhi.

Lavare il contenitore per lenti con la soluzione per lenti a contatto e lasciar asciugare il contenitore all'aria. Ripetere i passaggi di disinfezione quando le lenti restano inutilizzate all'interno del contenitore per più di 7 giorni.

Non toccare la punta del contagocce del flacone poiché ciò potrebbe comportare la contaminazione della soluzione.

Chiudere bene il flacone subito dopo l'uso.

Sostituire spesso il contenitore per lenti per evitare infezioni dovute a contaminazioni.

Condizioni di conservazione

Utilizzare entro 4 mesi dall'apertura.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. (vedere immagine 1)

Conservare la soluzione nella sua confezione originale.

Avvertenze e controindicazioni

Non usare in caso di allergia a uno dei componenti.

Smettere di indossare le lenti a contatto in caso di irritazione o infezione oculare e consultare un medico.

Se è stato prescritto un farmaco oculare, consultare il proprio oftalmologo o specialista di lenti a contatto oltre all'oculista prima di utilizzare il farmaco.

Non usare se la confezione è danneggiata. (vedere immagine 2)

Non usare dopo la data di scadenza.

Non sostituire il sistema di cura delle lenti a contatto senza consultare il proprio specialista di lenti a contatto.

eye CARE

eyecare company AG

Postfach 501405

50974 Köln

www.eyecare-company.de



Barnaux Healthcare B.V.

Vluchtoord 38

NL-5406 XP Uden

019EFMXXX-XX

02/2023



Decomplix AG

Freiburgstrasse 3

3010 Bern, Switzerland

Imp. CH: Contopharma AG

Eichenz 7

3100 Bern, Switzerland



Sostituire sempre la soluzione rimasta nel contenitore per lenti con della soluzione fresca. Non utilizzare mai acqua di rubinetto come alternativa alla soluzione per lenti a contatto. Interferire l'uso del prodotto e informare il produttore legale e le autorità sanitarie nazionali in caso di gravi problemi di salute correlati a questo dispositivo medico.

ES Solución todo en uno VC

Limpeza, desinfección, inserción y almacenamiento.

Para lentes de contacto duras.

Composición:

PHMB 0,0002%, POLISORBATO 80, CLORURO DE SODIO, EDTA, METILHIDROXIPROPILCELLULOSE, BÓRAX/ ÁCIDO BÓRICO, AGUA DEPURADA.

Precauciones e instrucciones de uso

Lévese las manos minuciosamente antes de retirar las lentes de contacto de los ojos o del estuche donde las guarda. Séquese las manos con una toalla limpia.

No la utilice cuando el precinto de seguridad esté roto antes del primer uso. Desensaque el tapón del frasco para siempre al precinto de seguridad.

Inmediatamente después de retirar las lentes, límpielas con 8 gotas de la solución para lentes de contacto. Limpie las lentes filtrándolas cuidadosamente con el dedo índice en la palma de la otra mano durante 30 segundos.

Enjuague las lentes con solución para lentes de contacto.

Para desinfectar las lentes, colóquelas en el estuche recién llenado con la solución y déjelas durante al menos 6 horas.

Póngase las lentes en los ojos.

Enjuague el estuche de las lentes con la solución para lentes y deje que se seque al aire. Repítase estos pasos de desinfección cuando las lentes estén guardadas sin utilizar en el estuche durante un periodo superior a siete días.

No toque la punta del cuentagotas, ya que podría contaminar la solución.

Cuero del bote de frasco inmediatamente después del uso.

Sustituya el estuche de las lentes con frecuencia para evitar infecciones debido a la contaminación.

Condiciones de conservación

Una vez abierto, utilice este producto en un plazo de 4 meses.

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. (Véase la imagen 1)

Mantenga la solución en su embalaje original.

Advertencias y contraindicaciones

No utilice el producto si tiene alergia a alguno de los ingredientes.

Deje de utilizar las lentes y consulte al médico cuando sufra irritación o una infección ocular.

Deje de utilizar la prescripción de medicamentos para los ojos, como la oftalmología o especialista en lentes de contacto antes de usar el medicamento junto con las lentes de contacto.

No utilice el producto si el envase está dañado. (Véase la imagen 2)

No utilice el producto después de la fecha de caducidad.

No cambie su sistema de cuidados de lentes de contacto sin consultar a un especialista en lentes de contacto.

Sustituya siempre cualquier resto de solución del estuche para lentes con solución reciente.

Nunca emplee agua corriente como alternativa a la solución para lentes de contacto.

En caso de sufrir algún problema grave de salud en relación con este producto sanitario, deje de utilizarlo e informe al fabricante legal y a las autoridades sanitarias nacionales.

EL All-In-One-Solution VC

Καθαρισμός, απολύμανση, τοποθέτηση και αποθήκευση.

Για ακριβώς φακούς επαφής.

Σύνθεση:

PHMB 0,0002%, ΠΟΛΥΣΟΡΒΙΚΟ 80, ΧΛΟΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, EDTA, ΜΕΘΥΛΗΔΡΟΧΥΠΡΟΠΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΒΟΡΑΚΑΣ/ΒΟΡΙΚΟ ΎΔΡΟ, ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΟ ΝΕΡΟ.

Προφυλάξεις και οδηγίες χρήσης

Πλύντε τα χέρια σας προσεκτικά πριν αφαιρέσετε τους φακούς από τα μάτια σας ή τη θήκη τους.

Στεγνώστε τα χέρια σας χρησιμοποιώντας μια καθαρή πετσέτα.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει ανοίξει το πήμα ασφαλείας πριν από την πρώτη χρήση.

Ξεβιδώνοντας το καπάκι από τη φιάλη θα ανοίξει το πήμα ασφαλείας.

Αιχμές μετά την αφαίρεση των φακών, καθαρίστε τους με 8 σπόνγες του διαλύματος για φακούς επαφής.

Καθαρίστε τους φακούς προσεκτικά τρίβοντάς τους με τον δείκτη σας από στην παλάμη του άλλου χεριού σας για 30 δευτερόλεπτα.

Ξεβιδώνετε τους φακούς με διάλυμα για φακούς επαφής.

Για την απολύμανση των φακών, τοποθετήστε τους στη θήκη των φακών με νέο διάλυμα και αφήστε τους για τουλάχιστον 6 ώρες.

Τοποθετήστε τους φακούς στα μάτια σας.

Ξεβιδώνετε τη θήκη των φακών με διάλυμα για φακούς επαφής και αφήστε τη θήκη να στεγνώσει για 7 ημέρες.

Επαναλάβετε τα βήματα απολύμανσης όταν οι φακοί φθάνουν στη χρήση τους στη θήκη τους για περίοδο μεγαλύτερη των 7 ημερών.

Μην αφήνετε το σταγονόμετρο πλήρες της φιάλης, καθώς ενδέχεται να επιμολυνθεί το διάλυμα.

Αιχμές μετά τη χρήση κλείστε καλά τη φιάλη.

Αντικαταστήστε συχνά τη θήκη των φακών σας για να αποφύγετε τη λοίμωξη λόγω μόλυνσης.

Συνθήκες αποθήκευσης

Να χρησιμοποιείται εντός 4 μηνών από το άνοιγμα.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. (Βλ. εικόνα 1)

Να ακολουθείται στην αρχική συσκευασία τους.

Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις

Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο από τα συστατικά.

Σταματήστε να φοράτε φακούς επαφής σε περίπτωση ερεθισμού ή μύγισσης των ματιών και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Αν σας έχει συνταγογραφηθεί ορθολαμική φαρμακευτική αγωγή, συμβουλευτείτε τον οφθαλμολόγο σας ή κάποιον άλλο για φακούς επαφής πριν από τη χρήση της αγωγής σε συνδυασμό με διάλυμα για φακούς επαφής.

Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημία. (Βλ. εικόνα 2)

Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

Μην αλλοτρίτε το σύστημα φροντίδας για τους φακούς επαφής χωρίς να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό για φακούς επαφής.

Αντικαθιστάτε πάντα αποστειρωμένο υποκατάλλημο διάλυμα στη θήκη των φακών με φρέσκο διάλυμα.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό βρύσης, ενυδακτικά με αυτό το διάλυμα φακών επαφής. Διακοφίστε τη χρήση του προϊόντος και ενημερώστε τον νόμιμο κατασκευαστή ή της εθνικής υγιονομικής αρχής αν παρουσιάσετε σοβαρό πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με το να λόγω ιατροτεχνολογικό προϊόν.

PT Solução única VC

Limpeza, desinfeção, colocação e armazenamento.

Para lentes de contacto rígidas.

Composição:

PHMB 0,0002%, POLISORBATO 80, CLORURO DE SÓDIO, EDTA, METILHIDROXIPROPILCELLULOSE, BÓRAX/ ÁCIDO BÓRICO, AGUA PURIFICADA.

Precauciones e instruções de uso

Lavar as mãos cuidadosamente antes de retirar as lentes dos olhos ou do estojo. Secar as mãos com uma toalha limpa.

Não usar se o selo inviolável estiver rasgado antes da primeira utilização. O selo inviolável rasgará ao desparter a tampa do frasco.

Imediatamente após a remoção das lentes, limpe-as com 8 gotas de solução.

Limpe as lentes esfregando-as cuidadosamente com o dedo indicador na palma da outra mão por 30 segundos.

Enjuague as lentes com a solução.

Para desinfectar as lentes, coloque-as no estojo submersas em solução e deixe repousar pelo menos 6 horas. Colocar as lentes nos olhos.

Enjuague o estojo das lentes com a solução e deixe-o secar ao ar.

Repita os etapas de desinfeção quando as lentes forem armazenadas no estojo sem uso por um período superior a 7 dias.

Não tocar na ponta do conta-gotas do frasco, porque pode contaminar o líquido de limpeza.

Feche bem o frasco imediatamente após o uso.

Substitua o estojo com frequência para evitar infecções por contaminação.

Condições de armazenamento

Usar até 4 meses depois de aberto.

Mantê-lo fora do alcance das crianças. (Ver imagem 1)

Mantê-lo em sua embalagem original.

Advertências e contra-indicações

Não use se for alérgico a um dos ingredientes.

Suspenda a utilização das lentes de contacto em caso der irritação ou infeção ocular e consulte um médico. Se se forem receitados medicamentos para os olhos, consulte o seu oftalmologista ou especialista em lentes de contacto antes de usar o medicamento juntamente com esta solução para lentes de contacto.

Não use se a embalagem estiver danificada. (Ver imagem 2)

Não use depois da data de validade.

Não altere os seus cuidados com as lentes de contacto sem consultar o seu especialista em lentes de contacto sempre.

Substitua sempre a solução restante no estojo por solução nova.

Nunca usar água da torneira como alternativa à solução de lentes de contacto.

Suspenda a utilização do produto, informe o fabricante e as autoridades nacionais de saúde quando tiver um problema de saúde grave relacionado com este dispositivo médico.

DA All-in-One-Saving VC

Reinigung, desinfizieren, isetznng und abwärgung.

Til hårde kontaktlinser.

Sammensetning:

PHMB 0,0002%, POLYSORBAT 80, NATRIUMKLORID, EDTA, METYLDYDROXYPROPYLCELLULOSE, BORAX/ BORSYRE, RENSET VAND.

Forsigtighedsregler og brugsanvisning

Vask hænderne grundigt, inden du fjerner linserne fra øjnene eller linsestuiet. Tør hænderne med en ren klud.

Må ikke bruges, hvis forsørgelsen er brudt for første brug. Hvis låget skrubs af flasken, brydes den manipulationsiksure forsegling.

Umiddelbart efter fjernelse af linserne skal du rengøre dem med 8 dråber kontaktlinsesolusjon. Rengør linserne ved forsigtigt at glide dem med din pegefinger i håndfladen på din anden hånd i 30 sekunder.

Skyl linserne med kontaktlinsesolusjon.

For at desinficere linserne skal du bringe dem i linsestuiet med frisk væske og lade dem stå i mindst 6 timer.

Set linsestuiet på dine øjne.

Skyl linsestuiet med kontaktlinsesolusjon, og lad linsestuiet lufttørre.

Genåb desinfektionslinerne, når linserne opbevares ubrugt i linsestuiet i længere tid end 7 dage. Børør ikke flaskens dråbeåbner, når dette kan forurene opløsningen.

Luk flasken tæt umiddelbart efter for at forhindre infektion forårsaget af forurening.

Opbevaringsbetingelser

Brug inden for fire måneder efter åbning.

Hvis du holder ud med at bruge linsestuiet, eller hvis du oplever øjenirritation, eller hvis du har en øjeninfektion, og seg lægehjælp.

Hvis du har fået ordineret øjenmedicin, anbefales det, at du rådfører dig med din øjnelæge eller kontaktlinsespecialist.

før du bruger øjenmedicinen sammen med kontaktlinsesolusjon.

Brug ikke, når emballagen er beskadiget. (Se billedet 1)

Opbevar opløsningen i original emballage.

Advarsler og kontraindikationer

Brug ikke, hvis du er allergisk over for et af ingredienserne. Stop med at bruge linsestuiet, hvis du oplever øjenirritation, eller hvis du har en øjeninfektion, og søg lægehjælp.

Hvis du har fået ordineret øjenmedicin, anbefales det, at du rådfører dig med din øjnelæge eller kontaktlinsespecialist.

før du bruger øjenmedicinen sammen med kontaktlinsesolusjon.

Brug ikke, når emballagen er beskadiget. (Se billedet 2)

Må ikke bruges efter udløbsdatoen.

Skift ikke kontaktlinsesøjlesystem uden at konsultere din kontaktlinsespecialist.

Udsårlt altid resterende opløsning i linsestuiet med frisk opløsning.

Brug aldrig postordt som alternativ til denne kontaktlinsesolusjon. Stop brugen af produktet, og informer den juridiske myndighed og de nationale sundhedsmyndigheder, hvis du oplever et alvorligt sundhedsproblem i forbindelse med denne medicinske anordning.

HU All-in-One-Saving VC

Tisztítás, fertőtlenítés, behelyezés és tárolás.

Kemény kontaktlencséhez.

Összetétel:

PHMB 0,0002%, POLYSORBÁT 80, NÁTRIUM-KLORID, EDTA, HIDROXIPROPIL-METIL-CELLULÓZ, BÓRAX/BORSAV, TISZTÍTOTT VÍZ.

Övntételek és használati útmutató

Alaposan mosson kezét, mielőtt kivenné a lencsét a szeméből vagy a lencsétartóból. Szárlítsa meg a kezét egy tiszta törülközővel.

Né használja a terméket, ha a zárolás az első használat előtt megsérült. A kupak lecsavarásakor palackról feltörlik a zárolás.

A lencsék kivételén után azonnal tisztítsa meg őket 8 csepp kontaktlenssolúcióval.

Tisztítsa meg a lencsét gondosan azáltal, hogy a kezedet a megoldással 30 másodpercig óvatosan dörzsöld őket.

Öblítse le a lencsét kontaktlenssolúcióval.

A lencsék fertőtlenítéséhez helyezze őket a friss oldattal feltöltött lencsétartóba, és hagyja ott legalább 6 órát.

Helyezze be a lencsét a szembe.

Öblítse le a lencsétartó kontaktlensoldattal, és hagyja a lencsétartót megszáradni a levegőn. Ismétlje meg a fertőtlenítési lépéseket, ha a lencsét a lencsétartóban 7 napnál tovább tárolja.

Né érien hozzá a palack csepegtetőjéhez, mert szennyeződhet az oldat. Használat után zárja le a palackot szorosan.

A szemnyelvészeti minőség megőrzése érdekében gyakran cserélje a lencsétartót.

Tárolási körülmények

Felbontás után 4 hónapig használható.

Gyermekekkel tartózkodni. (lásd az 1. képet.)

Érőld az eredeti dobozban tárolandó.

Felhasználási és ellenjavallatok

Né használja, ha allergias az egyik összetevőjére.

Ha szemirritációt tapasztal vagy szemfáradtságot, ne viselje tovább a kontaktlencsét és forduljon orvoshoz. Ha szemgyógyászrt írtak fel Önnek, akkor forduljon a szemészéhez vagy a kontaktlencsés szakértőjéhez, mielőtt használja a gyógyszerrel a kontaktlencsés oldattal együtt. Né használja, ha sérült a csomagolás, (lásd az 2. képet) Né használja a lejárt időn túl. Né váltóssza meg a kontaktlencsés-ápolási rutinját anélkül, hogy felkérnése a szemész szakértőjét. A lencsétartóban maradt oldat mindig cserélje friss oldattá.

Soha né használjon kapcsolatban a kontaktlensoldattal helyettesítésére. Né használja tovább a terméket és tájékoztatza a hivatalos gyártót és a nemzeti egészségügyi hatóságokat, ha súlyos egészségügyi problémát tapasztal az orvostechnikai eszközök illetoen.