

DE

Isotonische Lösung zum Einsetzen und Abspülen.
Für alle Kontaktlinsentypen.

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise vor der Verwendung aufmerksam, um eine sachgerechte Anwendung dieses Medizinprodukts zu gewährleisten.

ZUSAMMENSETZUNG:

NATRIUMCHLORID, EDTA, POLYSORBAT 80, BORAX/BORSÄURE, GEREINIGTES WASSER.

VORSICHTSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH:

Die Spüllösung kann in Kombination mit Lösungen zur Pflege Ihrer Kontaktlinsen angewendet werden. Vor der Entnahme der Kontaktlinsen aus den Augen oder aus dem Linsenbehälter Hände sorgfältig waschen. Hände mit einem sauberen Handtuch abtrocknen. Nicht anwenden, wenn die Verschlussicherung vor dem ersten Gebrauch beschädigt ist. Beim Öffnen des Schraubverschlusses der Flasche reißt das Garantisiegel auf. Einsetzen: Legen Sie die Linse in den Handteller und geben Sie ein paar Tropfen der Lösung darauf. Setzen Sie die Kontaktlinsen in die Augen ein. Spülen: Legen Sie die Linse in den Handteller und spülen Sie sie mit Kontaktlinsenlösung. Die Tropferspitze der Flasche nicht berühren, da die Lösung sonst kontaminiert werden kann. Die Flasche sofort nach Gebrauch fest verschließen.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN:

Innerhalb von 2 Monaten nach Anbruch verbrauchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die Lösung in der Originalverpackung aufbewahren.

WARNHINWEISE UND GEGENANZEIGEN:

Die Spüllösung ist nicht als Desinfektions- oder Aufbewahrungslösung geeignet. Verwenden Sie sie stets zusammen mit einer Mehrzweck-Kontaktlinsenlösung oder einer Desinfektionslösung. Verwenden Sie die Kontaktlinsenlösung nicht, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind. Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht weiter, wenn bei Ihnen eine Augenreizung auftritt oder wenn Sie eine Augeninfektion haben, und fragen Sie einen Arzt um Rat. Wenn Ihnen Medikamente zur Behandlung Ihrer Augen verschrieben wurden, fragen Sie Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten um Rat, bevor Sie das Medikament in Kombination mit der Lösung am Auge anwenden. Nicht anwenden, wenn die Packung beschädigt ist (siehe Abbildung 1). Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Ändern Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten. Verwenden Sie stets frische Spüllösung. Verwenden Sie niemals Leitungswasser als Alternative für die Kontaktlinsenlösung. Wenden Sie das Produkt nicht weiter an und informieren Sie den verantwortlichen Hersteller und die nationale Gesundheitsbehörde, wenn bei Ihnen in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem auftritt.

Barnaux Healthcare B.V.
Vluchtrood 38
NL-5406 XP Uden

02REFM068403651
06/2023

LOT Siehe unten
EXP See bottom

eye.care // saline free

Gepufferte, isotonische Natriumchloridlösung Für alle Kontaktlinsen

Buffered isotonic sodium
chloride solution

For all types of contact lenses

360 ml

Ohne Konservierungsmittel
Preservative free



EN

Isotonic solution for inserting and rinsing.
For all types of contact lenses.

Before using, carefully read the instructions and warnings to ensure appropriate use of this medical device.

COMPOSITION:

SODIUM CHLORIDE, EDTA, POLYSORBATE 80, BORAX/BORIC ACID, PURIFIED WATER.

PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE:

The rinsing solution can be used in combination with contact lens care solutions as part of your contact lens care regimen. Wash your hands carefully before removing the lenses from your eyes or the lens case. Dry your hands using a clean towel. Do not use when tamper-evident seal is broken before the first time use. Unscrewing the cap from the bottle will break the tamper-evident seal. Inserting: place the lens in the palm of your hand and add a few drops solution. Insert the lenses into your eyes. Rinsing: place the lens in the palm of your hand and rinse it with contact lens solution. Do not touch the dropper tip of the bottle as this may contaminate the solution. Close the bottle tightly immediately after use.

STORAGE CONDITIONS:

Use within 2 months after opening. Keep out of reach of children. Keep the solution in its original packaging.

WARNINGS AND CONTRA-INDICATIONS:

The rinsing solution is not an alternative for disinfection or storage solution. Always use a multipurpose contact lens solution or disinfection solution in combination. Do not use the contact lens solution if you are allergic to one of the ingredients. Stop wearing contact lenses when you experience eye irritation or when you have an eye infection and consult a doctor. If you are prescribed eye medication, consult your ophthalmologist or contact lens specialist before using the medication in combination with contact lens solution. Do not use when the packaging is damaged (See image 1). Do not use after the expiry date. Do not change your contact lens care system without consulting your contact lens specialist. Always use fresh rinsing solution. Never use tap water as an alternative for contact lens solution. Stop using the product and inform the legal manufacturer and the national health authorities when you experience a serious health issue in relation with this medical device.

Ein Produkt der / a product of:

eye.care
COMPANY

eyecare company AG
Walther-Rathenau-Str. 5
50996 Köln, GERMANY
www.eyecare-company.de



4

