Wundschutz Gel
Gebrauchsanweisung

sovita®

Medizinprodukt
Wundschutz Gel

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch von **Wundschutz Gel** diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Das Medizinprodukt dient der Abdeckung bei leichten Schürfwunden, Sonnenbrand, leichten Verbrennungen sowie der schnelleren Abheilung von Wunden.

Wundschutz Gel ist ein Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit wurden nach der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG) geprüft.

Wundschutz Gel mit Hyaluronsäure in Form eines leicht auf der Haut aufzutragenden Gels. Zur Anwendung wird das Wundschutz Gel nach Bedarf entnommen, auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen und dann sanft und gleichmäßig wie ein dünner Film verteilt. Die Wirkung des Medizinproduktes wird durch das Carbomer-Hydrogel hervorgerufen. Durch die Filmbildung auf der Haut wird ein oberflächlicher Abdeckeffekt auf der Haut erreicht. Dieser bildet eine mechanische Barriere.
Bei Sonnenbrand und leichten Verbrennungen wird die äußerliche Feuchthaltung und damit verbundene Kühlung als angenehm empfunden.

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung
Wann, wie oft und wie lange sollten Sie **Wundschutz Gel** anwenden?
Je nach Bedarf kann mehrmals täglich eine entsprechende Menge aus der Tube entnommen, auf die betreffende Körperstelle aufgetragen und sanft und gleichmäßig wie ein dünner Film verteilt werden.
Das Produkt ist für die vorübergehende Anwendung.

Zusammensetzung
Wirkstoff: Carbomer-Hydrogel, Hyaluronsäure.
Sonstige Bestandteile: Propylenglycol, Pentylenglycol, Aminomethylpropanol, Panthenol, Allantoin, Benzalkoniumchlorid, Phytinsäure.

Bitte beachten
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Es liegen keine Erkenntnisse vor, welche gegen eine Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit sprechen.
Medizinprodukt nicht anwenden bei stark blutenden oder nässenden Wunden. Wunde vor dem Auftragen reinigen und wenn möglich desinfizieren. Wenn sich die Wunde entzündet ist eine Ärztin oder ein Arzt aufzusuchen.
Nicht auf Schleimhäute in Augen, Nase, Mund verwenden. Daher bei Anwendung im Gesicht vorsichtig auftragen. Personen mit einer Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe sollten das Produkt nicht verwenden.

Gegenanzeigen
Wundschutz Gel darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile nicht angewendet werden. Bitte wenden Sie das Produkt nicht gleichzeitig mit anderen auf der Hautoberfläche an.

Wechselwirkungen
Um Wechselwirkungen mit Arzneimitteln zu vermeiden, sollten Sie Arzneimittel zwei Stunden versetzt auftragen oder Ihre Ärztin / Ihren Arzt befragen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinprodukts
Wundschutz Gel darf nur bis zu dem auf der Faltschachtel mit „verwendbar bis" gekennzeichneten Datum verwendet werden.
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Das Produkt kann Luftbläschen enthalten, dies ist durch den Herstellungsprozess bedingt und beeinflusst nicht die Qualität.
Aufgrund der Beschaffenheit der Inhaltsstoffe, kann nach einiger Zeit eine leichte Dunkelfärbung einsetzen. Diese beeinflusst die Qualität des Produktes nicht.

Darreichungsform und Inhalt
Originalverpackung mit 100 ml Gel.

Aufbewahrung
Kühl, trocken und unter 25°C sowie über 10°C aufbewahren.

Meldung von Vorkommnissen
Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

Entsorgung
Das Produkt kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Hersteller:
Nutrin GmbH
Schnaid 36 b
D-91352 Hallerndorf

Vertrieb durch:
ascopharm gmbh
Im Bruchanger 6
D-38845 Wernigerode
www.ascopharm.de

Vers. 2.1 / Januar 2024
1468 2404

Hersteller

Unterer und oberer Temperaturgrenzwert

Verwendbar bis

Gebrauchsanweisung beachten

Charge

Trocken aufbewahren

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden

CE Kennzeichen

168450/001-052024