Gebrauchsanweisung
Meerwasser Nasenspray

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Anwendung von Meerwasser Nasenspray beginnen. Sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinprodukts beachten sollten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

FITNE HEALTH CARE

Was ist Meerwasser Nasenspray und wann wird es angewendet?
Meerwasser Nasenspray ist eine isotone Lösung bestehend aus natürlichem Meersalz und gereinigtem Wasser. Es enthält keine Konservierungsstoffe oder Treibmittel. Meerwasser Nasenspray ist ein Medizinprodukt zur Befeuchtung von trockener und gereizter Nasenschleimhaut. Es kann zur unterstützenden Behandlung einer Erkältung oder eines allergischen Schnupfens eingesetzt werden. Es befeuchtet die trockene Nase und unterstützt die Linderung von Symptomen gereizter Nasenschleimhaut wie Niesen, verstopfter Nase und Juckreiz der Nase. Meerwasser Nasenspray reinigt sanft die Nasenhöhle, entfernt Verkrustungen und reduziert schädliche Einflüsse von Allergenen und Feinstaub. Es unterstützt die Reduktion von Allergiesymptomen durch Ausspülen der Allergene. Meerwasser Nasenspray ist für Babies, Kinder und Erwachsene geeignet.

Wie wird Meerwasser Nasenspray angewendet?
Je nach Bedarf sollten Erwachsene und Kinder über zwei Jahren mehrmals täglich 1 - 2 Sprühstöße von Meerwasser Nasenspray in jedes Nasenloch geben. Bei Säuglingen und Kindern unter zwei Jahren ist 1 Sprühstoß pro Nasenloch ausreichend. Bevor Sie Meerwasser Nasenspray zum ersten Mal anwenden, nehmen Sie die Schutzkappe ab und pumpen 2-3-mal, um die Luft aus der Pumpe entweichen zu lassen. Schneiden Sie die Spitze des Sprühkopfes nicht ab. Wenn die Sprühfunktion beeinträchtigt ist (was passieren kann, wenn die Flasche nicht aufrecht gehalten wird), drücken Sie den Pumpmechanismus mehrmals in aufrechter Position.

1. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Flasche.
2. Umschließen Sie mit Ihrem Zeige- und Mittelfinger den Sprühkopf des Nasensprays und platzieren den Daumen unter der Flasche. Lehnen Sie Ihren Kopf leicht nach vorne und halten ein Nasenloch mit der freien Hand zu.
3. Führen Sie die Spitze des Sprühkopfes vorsichtig in das freie Nasenloch ein und beginnen Sie, sanft einzuatmen.
4. Drücken Sie den Sprühkopf der Flasche zügig und fest nach unten, damit der Sprühnebel entweichen kann. Atmen Sie sanft durch das Nasenloch weiter ein.
5. Führen Sie die Spitze des Sprays nun in Ihr anderes Nasenloch ein und wiederholen die obigen Schritte.
6. Reinigen Sie den benutzten Sprühkopf mit einem sauberen und flusenfreien Tuch.
7. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Flasche.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bei sachgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung von Meerwasser Nasenspray erforderlich. Aus hygienischen Gründen sollte das Nasenspray nur von einer Person verwendet werden. Meerwasser Nasenspray sollte bei Raumtemperatur verwendet werden.

Wie ist Meerwasser Nasenspray zu lagern?
Das Verfallsdatum von Meerwasser Nasenspray ist auf der Faltschachtel und auf dem Etikett der Flasche aufgedruckt.
Meerwasser Nasenspray darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden. Meerwasser Nasenspray sollte unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Nebenwirkungen
Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Gegenanzeigen
Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit
Meerwasser Nasenspray kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Inhalt von Meerwasser Nasenspray und weitere Informationen
20ml Lösung.
Ein Sprühstoß enthält 0,14 ml Lösung.

Das Nasenspray kann nach der ersten Anwendung 12 Monate lang verwendet werden.

Inhaltsstoffe
Natürliches Meersalz, gereinigtes Wasser

Datum der Information
April 2021

Hersteller: URSATEC GmbH, Marpinger Weg 4, 66636 Tholey

Vertrieb: FITNE Health Care GmbH, Am Schanzenberg 7, 66117 Saarbrücken

Medizinprodukt

31116-5
52094V02/72082/TD 00001/003

CE

Hersteller | Gebrauchsanweisung lesen! | LOT Chargennummer | Datum nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf. | CE Symbol | Nicht anwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. | 2°C 25°C Zulässiger Temperaturbereich

FITNE_MeerwasserNasenspray_3K_BPZ_148x210_DE-rz.indd 1 06.10.25 13:52