


Silflex[®]

Weiche Silikon-Wundkontaktauflage



Sanfte Adhäsion...

für maximalen Komfort

Advancis[•]
Medical
www.advancismedical.de

Silflex®

Weiche Silikon-Wundkontaktauflage



Die Silikon-Wundkontaktauflage der Silflex®-Reihe wird in unseren Produktionsstätten in Großbritannien hergestellt. Dort entstehen hochmoderne Qualitätsprodukte.

Die atraumatische Silikon-Wundkontaktschicht wurde speziell entwickelt, um bei anfälliger Haut und dem empfindlichen Wundbett das Verkleben des Sekundärverbands mit der Wunde zu vermeiden.


Silflex® ist so konzipiert, dass es nicht mit dem Wundbett verklebt, sondern auf der die Wunde umgebenden Haut haftet. Diese Auflage wirkt atraumatisch - sie schützt vor Schmerzen und Traumata während des Verbandwechsels. Die Auflage ermöglicht die Passage von Exsudat.

- **Haftet nur auf trockener Haut, nicht im Wundbett**
- **Atraumatische Silikonschicht, vermindert Schmerzen beim Verbandwechsel**
- **Passage von Exsudat durch das Polyestergeflecht**
- **Beschichtung mit hydrophobem Silfix® Silikon**
- **Sanft und anpassbar**
- **Die Wundauflage kann mit einer scharfen Schere zugeschnitten werden**
- **Auch erhältlich in der Sondergröße 60 cm x 35 cm**




Die Vorteile von weichem Silikon

Die mit dem Verbandwechsel verbundenen Schmerzen sind ein wesentliches Thema in der Wundbehandlung. Herkömmliche Klebstoffe können das neu gebildete Gewebe oder die Haut der Wundumgebung verletzen. Für den Patienten bedeutet das weitere Schmerzen und eine verzögerte Wundheilung.



Herkömmliche Haftauflagen

- **Herkömmliche Klebstoffe führen in Verbindung mit dem Entfernen der Auflage oftmals zu Schäden und einem Entfernen gesunder Hautzellen**
- **Durch die unflexible Beschaffenheit solcher Kleber berühren diese lediglich die erhöhten Hautbereiche und müssen daher auf einer kleinen Fläche eine starke Haftung erreichen**
- **Wenn die Auflage einmal anliegt, ist ein weiteres Ausrichten beinahe unmöglich**



Weiche Silikon-Auflagen

- **Haften sanft auf der trockenen Haut und nicht auf der feuchten Wunde**
- **Dank der sanften Haftung entsteht kein Abziehen der Haut und daher beim Verbandwechsel auch kein Schaden am gesunden Gewebe**
- **Ermöglicht eine unkomplizierte, schmerzfreie Entfernung - für so wenig Belastung und Unannehmlichkeit wie möglich**

Produkt	Größe	Packungsinhalt	PZN
Silflex®	5cm x 7cm	10 Stück	08840320
Silflex®	8cm x 10cm	10 Stück	08840337
Silflex®	12cm x 15cm	10 Stück	08840343
Silflex®	20cm x 30cm	10 Stück	08840366
Silflex®	35cm x 60cm	5 Stück	08840372