



PUMPEN- UND SCHWERKRAFTINFUSION

Sekundärleitungen



Sekundärleitungen für die Infusion zur Verbindung von weiteren Infusionsbehältnissen an ein primäres Infusionsgerät

- Wahlweise mit universellem Einstechdorn oder FX-Einstechdorn erhältlich
 - Universeller, mikroglatte Einstechdorn zur Anwendung mit gängigen Infusionsbehältnissen
 - Integrierte, verschleißbare Belüftung mit hydrophoben und oleophoben Bakterienfilter
- FX-Einstechdorn mit „Sicherheits-Klick“ zur Anwendung mit dem freeflex®-Infusionsbeutel (Abb. 1)
- Sechs Haltekrallen ermöglichen eine geschlossene, nicht trennbare Verbindung vom Transport bis zur Applikation und Entsorgung
- Leichtes Einstechen bei geringem Verletzungsrisiko durch abgerundete Spitze des Einstechdorns
- Minimales Restvolumen durch verkürzten Einstechdorn
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
 - Der gelbe Lichtschutz absorbiert die Wellenlänge 200 – 450 nm; erlaubt die optische Kontrolle des Leitungsinhaltes
 - Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Roberts-Klemme (Abb.2) erlaubt den schnellen Infusions-Stopp
- Mit 0,2-µm-Filter (Abb. 3) erhältlich: hydrophiler, belüfterer Infusionsflächfilter zum Zurückhalten von Bakterien, Pilzen, Mikroorganismen und Partikeln > 0,2 µm
- LuerLock
 - Flow Stop-Kappe: Verhindert ein Auslaufen der Infusionslösung bei der Befüllung, vereinfacht dadurch die Infusionsvorbereitung und erhöht die Anwender- und Patientensicherheit durch ein reduziertes Kontaminationsrisiko (Abb. 4)

* Gemäß Verordnung (EC)1907/2006 (REACH) weniger als 0,1 % w/w DEHP

Abbildungen nicht für jede Produktvariante erhältlich

latex-frei
PVC-frei
DEHP-frei*



PUMPEN- UND SCHWERKRAFTINFUSION

Produktübersicht der Sekundärleitung

Artikel	SL PVC frei	SL PVC frei mit Filter	SL IP	SL Filter IP	SL OO OP	SL OP IP	SL OO FX	SL FX Filter
VE*	60	40	60	40	60	60	60	40
Art.-Nr.	M77460020	M77460025	M77460069	M77460070	M77460065	M77460068	M77460062	M77460026
PZN	07424051	07424068	11279324	11279330	11279301	11279318	11279323	08888545
Einstechdorn	belüftet	belüftet	belüftet	belüftet	belüftet	belüftet	freeLok®	freeLok®
Roberts-Klemme	p	p	p	p	p	p	p	p
p oberhalb/q unterhalb								
Rückschlag-Ventil			*	*	*	*	*	
Kanülenfreie Zugänge			p	p		p		
p oberhalb/q unterhalb								
Infusionsfilter		0,2 µm Filter		0,2 µm Filter				0,2 µm Filter
Drehbarer LuerLock Ansatz			*	*	*	*	*	*
Flow-Stop Kappe	*	*	*	*	*	*	*	*
Füllvolumen	~ 2 ml	~ 5 ml	~ 2,6 ml	~ 5,3 ml	~ 2,5 ml	~ 2,6 ml	~ 2,5 ml	~ 7 ml
Gesamtlänge	~ 38 cm	~ 48 cm	43 cm	43 cm	45 cm	43 cm	45 cm	~ 78 cm
Verwendete Materialien	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR

p Anzahl Klemmen bzw. kanülenfreie Zugänge oberhalb der Tropfkammer
q Anzahl Klemmen bzw. kanülenfreie Zugänge patientennahe