


curea P2 active

SuperCore®, Aktivkohle und Wunddistanzgitter in nur einem leistungsstarken Produkt

Schwach bis stark
exsudierende Wunden

Infizierte und infektions-
gefährdete Wunden

Geeignet für empfindliche
Wundumgebung



Integriertes 3D-Wunddistanzgitter
verhindert Verkleben mit der Wunde.

SuperCore® ohne Kleber und Bindemittel
für hohe Absorption und sicheren
Einschluss von überschüssigem Exsudat,
Keimen und Blut.

Atmungsaktive, flüssigkeits- und
keimundurchlässige BTBS-Rückseite
für ein ausgeglichenes Wundklima
und Schutz vor Kontamination.


Aktivkohlevlies:

- Reduktion der bakteriellen Keimlast in der Wunde ohne das Risiko mikrobieller Resistenzbildung und Zytotoxizität
- Reinigungseffekt in Bezug auf Exo- und Endotoxine
- Sehr gute Geruchsbindung selbst bei extrem starken Wundgerüchen



Eigenschaften und Vorteile

- Atraumatischer Verbandwechsel durch integriertes 3D-Wunddistanzgitter
- Aktivkohle bindet selbst starke Gerüche
- Sicherer Einschluss von überschüssigem Exsudat im SuperCore®-Saugkern
- Anwendung unter Kompression möglich
- Kern bleibt während der Anwendung stabil
- Bindung und Reduktion von Keimen¹ und MMPs
- Bindung von Vollblut²
- Atmungsaktive Rückseite schafft ein ausgeglichenes, feuchtes Wundklima
- Sterilbarriere schützt vor Kontamination
- Tragedauer bis zu 7 Tage



3 Größen



curea medical
Innovation in Care

Produktinformationen

Größe	Kerngröße	PZN 10er Packung
10 x 10 cm	9 x 9 cm	15817652
10 x 20 cm	8 x 18 cm	15817669
20 x 20 cm	18 x 18 cm	16779706

¹ Quelle: Fachgutachten der Universitätsmedizin Göttingen, Abteilung Med. Mikrobiologie, Akkreditiertes analytisches Labor und Beratungsstelle, Humboldtallee 34A, D-37073 Göttingen | Dr. med. U. Schmelz: Mikrobiologische Validierung „curea P1“ vom 01. März 2011 bzw. „curea P2“ vom 25. Mai 2011.

² Quelle: Fachgutachten der Universitätsmedizin Göttingen, Abteilung Med. Mikrobiologie, Akkreditiertes analytisches Labor und Beratungsstelle, Humboldtallee 34A, D-37073 Göttingen | Dr. med. U. Schmelz: Bestimmung des Resorptionspotentials der Wundauflagen „curea P1“ und „curea P2“ im Hinblick auf Vollblut, Plasma, Serum und physiologischer Kochsalzlösung vom 30. März 2012.

Die vollständigen Gutachten können Sie bequem auf unserer Website curea-medical.com downloaden sowie per E-Mail an info@curea-medical.com oder Telefon unter +49 36071 9009500 anfordern.

SuperCore® ist eine Marke des Mutterkonzerns der curea medical GmbH, McAirLaid's Vliesstoffe GmbH.

Bildnachweis: © curea medical GmbH

Hinweis:

Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann der Herausgeber trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernehmen. Änderungen vorbehalten. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Dieser Flyer, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte wie Nachdrucke, auch von Abbildungen, Vervielfältigungen jeder Art, Vortrag, Funk, Tonträger- und Fernsehsendungen sowie Speicherung in Datenverarbeitungssystemen, auch auszugsweise oder in Übersetzung, behält sich curea medical vor. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der curea medical GmbH unzulässig und strafbar.

© 2021 curea medical GmbH

Ihr Ansprechpartner:

