

flint® Med Hautrisse Kleber

Kategorie: Mediziprodukt Klasse IIa

PZN: 19197560

Inhalt: 7 ml

Headline:

flint Med Hautrisse Kleber

Subline:

Präzise Anwendung & schnelle Heilung bei Hautrissen

Produktkurztext:



Für die **großen** und **kleinen** Abenteuer

flint® Med Hautrisse Kleber ist ein Filmverband zum Auftragen auf kleine Rhagaden, aufgesprungene Stellen, Fissuren und Risse in der Haut an Händen und Füßen infolge von äußeren Einflüssen (Kälte, Reibung, aggressive Produkte, ...). Der Filmverband schafft eine für die Wunde günstige Umgebung. Das Produkt bildet einen haftenden, transparenten, dünnen Film, der Wunden vor äußeren Einflüssen schützt und isoliert. Zur Anwendung auf oberflächlichen Wunden, um sie zu schützen und eine schnelle Heilung zu erzielen.

Vorteile:


- Reduziert Hautrisse: Verringert die Anzahl, Tiefe und Breite von Rissen in der Haut
- Schnelle Heilung: Lässt die Wunde besser heilen, indem der flint Med Hautrisse Kleber eine für die Wundheilung günstige Umgebung schafft und die Wundränder zusammenhält. Dadurch wird verhindert, dass die Wunde sich wieder öffnet.
- Lindert Schmerzen: Die einzigartige Zusammensetzung hat schmerzlindernde Eigenschaften
- Transparenter Film: Bildet einen unsichtbaren Film auf der Haut, der die Wunde vor äußeren Einflüssen schützt
- Präzise Anwendung: Mittels präzisiertem Spatel-Applikator kann der Hautrisse Kleber gezielt auf den Hautriss aufgetragen werden. Die Anwendung ist dadurch vollkommen kontaktlos & hygienisch.
- Qualität: Das Produkt ist klinisch getestet






Schnelle Heilung & Schmerzlinderung

Der flint Med Hautrisse Kleber sorgt für eine schnelle Heilung und Schmerzlinderung, indem er die Wundränder zusammenhält und ein erneutes Öffnen verhindert. Die hochwertigen Inhaltsstoffe schaffen für die Wunde ein günstiges Heilungsmileu.



Transparenter schützender Film

Der Hautrisse Kleber bildet einen transparenten, schützenden und haftenden Film, der die Wunde vor äußeren Einflüssen, wie Kälte und Reibung schützt und isoliert.



Präzises Auftragen & hygienische Anwendung

Dank dem Spatel-Applikator kann der Hautrisse Kleber präzise und ohne Finger auf der Wunde aufgetragen werden.

Anwendung:

Bei kleinen Rissen abwarten, bis die Blutung gestillt ist, und vor der Anwendung die Wunde säubern und trocknen. Produkt mit dem dazugehörigen Spatel so verteilen, dass die Wunde vollständig gefüllt und bedeckt ist. Einige Sekunden trocknen lassen. Anwendung 2- bis 3-mal täglich wiederholen, bis die Wunde vollständig geheilt ist. Bei Bedarf lässt sich der Film entfernen. Dazu einfach einen Tropfen des Produkts auf die bestehende Schicht geben und alles sofort durch Abtupfen mit einem Mulltupfer entfernen. Nach jedem Gebrauch den Spatel säubern und das Fläschchen sorgfältig verschließen. Vermeiden Sie, das Produkt für mehrere Personen zu verwenden.

Inhaltsstoffe:

Methacrylat-Copolymer, Nitrocellulose, Hilfsstoffe.

Warnhinweise:

auf der Packung beachten.

Keywords:

Hautriss, Hautrisse, Hautrisse Kleber, Rhagaden, Fissuren, Flüssiges Pflaster, Flüssigpflaster, Filmverband, Hautrisse Hände, Behandlung Hautrisse, Hautriss Schutzfilm, Hautrisse Hände,

Zielgruppe:

- Personen ab 15 Jahren mit Hautrissen

Kategorien:

- Wundversorgung
- Verletzungen
- Haut, Haare, Nägel