# Curaplast® sensitive

## Strips und Fingerverband



Curaplast® sensitive Strips

## **Curaplast® sensitive Strips**

## **Anwendungsbereiche**

zur Versorgung kleinerer Verletzungen im Alltag

## **Eigenschaften**

- für die sensible Haut
- weich und anschmiegsam
- leicht guerelastisch
- passt sich Körperkonturen an
- fixiert das Wundkissen sicher auf der Haut
- verringertes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- schmerzarmer Verbandwechsel
- unterschiedliche Größen
- zentrales Wundkissen

## **Produktzusammensetzung**

Trägervlies: hautfarben, 100 % Polyester; hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophoniumund kolophoniumderivatfrei); Wundkissen: Viskose, Polypropylen/Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen

## Curaplast<sup>®</sup> sensitive Fingerverband

## **Anwendungsbereiche**

 zur Versorgung kleinerer Verletzungen im Alltag

## Eigenschaften

- für die sensible Haut
- weich und anschmiegsam
- leicht querelastisch
- passt sich Körperkonturen an
- fixiert das Wundkissen sicher auf der Haut
- verringertes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- schmerzarmer Verbandwechsel

## **Produktzusammensetzung**

Trägervlies: hautfarben, 100 % Polyester; hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophoniumund kolophoniumderivatfrei); Wundkissen: Viskose, Polypropylen/Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen

## Curaplast® sensitive Strips

Inhalt/Größe (cm)		REF	PZN	VE (Pck.)	Verordnungs- hinweise			
10 Strips in Klarsichthülle, einzeln eingesiegelt								
6 Strips	1,9 x 7,2	17 082	736 670 9	1 / 340	отс			
4 Strips	2,5 x 7,2	17 062						
20 Strips in Faltschachtel, einzeln eingesiegelt								
10 Strips	1,9 x 7,2		736 671 5	1 / 45	отс			
4 Strips	2,5 x 7,2	17 083						
4 Strips	Ø 2,2							
2 Strips	3,8 x 3,8							
500 Strips in Faltsch	achtel							

#### Curaplast® sensitive Fingerverband

 $2,5 \times 7,2$ 

10 Stück in Faltschachtel

Größe (cm)	F	REF	PZN	VE (Pck.)	Verordnungs- hinweise
2 x 18	17	086	736 682 7	1 / 30	OTC

124 042 7

30 631

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15

1 / 38

OTC