

ANTIMYKOTISCHE WIRKUNG

ISDIN SI-NAILS[®] MD

SI-NAILS[®] MicoXpert MD ist ein Medizinprodukt zur Behandlung und Vorbeugung von leichten bis mittelschweren Pilzinfektionen der Finger- und Fußnägel. Es wirkt gegen die häufigsten Pilzarten, die die Nägel befallen: Dermatophyten (Ringelflechte), Candida-Hefepilze (Nagelkandidose), Fadenpilze und Schimmelpilze. Außerdem hält es, das Aussehen der Nägel und der Nagelhaut zu verbessern und das geübliche Aussehen, das manchmal durch eine Pilzinfektion verursacht wird, zu beseitigen.

SI-NAILS[®] MicoXpert MD enthält eine patentierte Kombination von Inhaltsstoffen, die eine schützende physikalische Barriere bilden, die ein ungünstiges Umfeld für Pilze oder andere Mikroorganismen schafft und deren Wachstum und Ausbreitung auf andere Nägel und/oder den Pinsel verhindert, wodurch zukünftige Infektionen verhindert werden.

ANTIFUNGAL ACTION

SI-NAILS[®] MicoXpert MD is a medical device for the treatment and prevention of mild to moderate fungal infections of fingernails and toenails. It works on the most common types of fungus that affect the nails: Dermatophytes (ringworm), Candida yeast (nail candidiasis), filamentous fungi and moulds. In addition, it helps to improve the appearance of nails and cuticles as well as the yellowish appearance sometimes caused by the presence of a mycotic infection (fungus).

SI-NAILS[®] MicoXpert MD contains a patented combination of ingredients, which acts by forming a protective physical barrier creating an unfavourable environment to stop the growth of fungi or other micro-organisms and preventing their growth and spread to other nails and/or the brush, thus preventing future possible infections.

Ingredients / Composition: Aqua (Water), Alcohol Denat., PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Biosaccharide Gum-2, Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum, Methylpropanediol, Proctone Glamine, Ironethamine, Acrylates Copolymer, Silanediol Salicylate, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Methylparaben.

Isdin SA
Provençals 33 Barcelona 08019
Spain

Ref. 690026367
PZN (DE) 18501642 / PZN (AT) 5744952



ISDIN

SI-NAILS[®] MICOXPERT MD

Enthält/Contains:
BIOSACCHARIDE GUM-2 0,05%
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYALURONATE 0,2%
PISTACIA LENTISCUS (MASTIC) GUM 0,05%
ACRYLATES COPOLYMER 0,29%



Schutz, Prävention und Behandlung von Onychomykose


Protection,
prevention and
treatment against
Onychomycosis

PATENTIERTE FORMEL
PATENTED FORMULA

4.5ml

Anwendung: Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, müssen Sie so lange drücken, bis der Applikator feucht ist (ca. 30 Mal). Schneiden Sie Ihre Nägel so kurz wie möglich und erhalten Sie diesen Zustand. Wenn Sie mit der Anwendung des Produkts begonnen haben, brauchen Sie nur einmal pro Nagel zu drücken. Täglich zweimal (morgens und abends) auf die sauberen (ohne Nagellack), trockenen Nägel, sowohl auf die betroffenen als auch auf die angrenzenden Nägel sowie auf die Nagelhaut auftragen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser an der Anwendungsstelle oder tragen Sie das Produkt nach dem Händewaschen erneut auf. Feilen ist nicht erforderlich. Wenden Sie die Behandlung mindestens 3 Monate lang an. Aufgrund des langsamen Nagelwachstums muss die Behandlung möglicherweise 6, 9 oder 12 Monate lang fortgesetzt werden. Es wird empfohlen, einen Arzt zu konsultieren. **Sicherheitshinweise:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht auf offene Wunden auftragen. Topische Anwendung. Nicht einnehmen. Um eine bessere Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten, wird empfohlen, es senkrecht mit dem Applikatorpinsel nach oben zu lagern. Wenn Sie keine Verbesserung oder eine Verschlechterung feststellen, wenden Sie sich an Ihren Arzt. **Kontraindikationen:** Nicht verwenden, wenn Sie allergisch oder überempfindlich auf einen der Inhaltsstoffe des Produkts reagieren. Es liegen keine Daten vor, die die Anwendung bei schwangeren Frauen oder Kindern unter 3 Jahren unterstützen. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt. Sollte es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt kommen, melden Sie uns diesen bitte unter www.isdin.com und informieren Sie die zuständige Behörde in Ihrem Land. **Dermatologisch getestet.**

Use: The first time using the product, you will have to press until the applicator brush is wet (approx. 30 times); you should cut your nails as short as possible and keep them as short as possible for the duration of the treatment. Once you have started using the product, you only need to press once per nail. Apply every day, twice a day (morning and evening) to clean (unpolished), dry nails and cuticles, both the affected and adjacent ones. Avoid contact with water at the application site; otherwise reapply the product after washing hands. No filing required. Apply the treatment for at least 3 months. Due to the slow growth of the nails it may be necessary to continue the treatment for 6, 9 or 12 months. Consultation with a health professional is recommended. **Warnings:** Keep this product out of reach of children. Do not apply to open wounds. Topical use. Do not ingest. To ensure the product is properly preserved, it is recommended to store it vertically, with the applicator brush facing upwards. In case of not noticing improvement or worsening, consult your doctor. **Contraindications:** Do not use if you are allergic or hypersensitive to any of the ingredients of the product. There is no data to support its use in pregnant women or children under 3 years of age. Consult your doctor with any questions. In case of any serious incident related to the product, please report it to us through www.isdin.com and inform the Competent Authority of your country. **Dermatologically tested.**



XX 1234567890
 AWI-81-2287-B_03
190023434

LOT
LOTE
YYYY-MM

Normativa FSC y PEFC.
Añadir logotipo según el material certificado utilizado por el impresor, si aplica.

FSC & PEFC Regulation.
Add logo according to the certified material used by the printer, if applicable.



Código de licencia de FSC
FSC trademark licence code

Código de licencia de PEFC
PEFC trademark licence code