

## Cerumenolytischer Ohrreiniger mit Squalan

**EpiSqualan®** ist ein sehr schonender Ohrreiniger mit einer starken Cerumen (Ohrenschmalz) lösenden Wirkung, der gleichzeitig hautpflegende Eigenschaften besitzt. Auch sehr zähes und trockenes Cerumen wird gelöst wobei gleichzeitig die darunterliegende Haut wieder weich und geschmeidig gemacht wird.

**EpiSqualan®** ist besonders geeignet zur Ohrreinigung bei starker Cerumenproduktion sowie zur Cerumenolyse vor Gehörgangsspülungen. **EpiSqualan®** enthält keine ototoxischen Inhaltsstoffe.

### Zusammensetzung:

Squalane, Arachis Hypogaea Oil, Caprylic/ Capric Triglyceride, Vitamin E

### Anwendung:

Den Gehörgang mit **EpiSqualan®** füllen und den Ohransatz sanft einige Minuten massieren um das Cerumen zu lösen und hochzuspülen. Ausgetretenes Material vorsichtig mit einem Wattebausch oder Gaze entfernen (bitte keine Wattestäbchen verwenden). Die äußeren Bereiche des Gehörganges und die Ohrmuschel sorgfältig trocknen.

### Hinweise:

Nur für die äußere Anwendung. Den Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen mit reichlich Wasser spülen.

**Haltbarkeit:** 18 Monate

### Handelsform:

50 ml und 100 ml Plastikflasche mit ohrfreundlichem Weichgummiapplikator



## i

### Squalan

- hat eine sehr gute cerumenolytische Wirkung
- ist im Gegensatz zu den meisten anderen cerumenolytischen Substanzen nicht ototoxisch
- wirkt hautpflegend und rückfettend
- hat keine negative Wirkung auf die natürliche Hautflora